


Model ACAM1

Additional Nursery Unit
Compatible with models
AC527, AC337, AC327 & AC320



Model ACAM2

Additional Nursery Unit
& Movement Sensor Pad
Compatible with models
AC527, AC337, AC327 & AC320



⚠ WARNING

Keep user's guide for future reference. Please read the warnings and safety instructions carefully before assembling & using the product. Failure to follow the warnings and the instructions could result in serious injury or death or damage to the product.

IMPORTANT - INTENDED USE

This product is NOT intended and should NOT be used to prevent Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). This product is NOT intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any disease or condition. This is a product to monitor the movement of healthy babies and is not a substitute for parental care.

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use

WARNINGS

1. Because of the serious strangulation risk to infant & toddlers, parents & caregivers should note the following Warnings



WARNING - Strangulation Hazard - Children have STRANGLD in cords

- **KEEP** the Nursery Unit and adaptor cords **OUT** of the reach of children more than 3 feet or 1 metre away
- **NEVER** use extension cords with adaptors. **ONLY** use adaptors provided
- **This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it**

2.

WARNING - MOVEMENT SENSOR PAD - NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Sensor Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor
- The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's
- High sensitivity settings can pick up other sources of vibration & movement - please read instructions on sensitivity setting to adjust accordingly
- Other active and older babies (toddlers) in the same room can be detected and the alarm will not sound
- Ensure the baby's environment is **FREE** from any movements or vibrations when using the Sensor Pad - see below warnings 3 to 11

3. DO NOT use a cot mobile and other cot accessories that may produce movements or vibrations

4. Fans (including ceiling), washing machines, floor boards, central heating or loud music are all forms of movement and vibration and may interfere and be detected by the Sensor Pad

5. The additional Nursery Unit and Sensor Pad must be positioned 2 metres (6.5 feet) minimum from any existing Nursery Unit and Sensor Pad as they could interfere with performance.

6. DO NOT use with bedside cot touching parent's/carer's bed as the Sensor Pad will detect your movements

7. DO NOT place the cot against a wall or skirting board as vibrations may be detected

8. Following removal of baby from the cot, some mattresses may still detect mattress movement due to it forming back into shape and alarm may not sound

9. Ensure cot is stable to eliminate any movement

10. Cot should not be placed in reaching distance of another cot or bed

11. DO NOT use other wireless devices in the same room as the monitor (including mobile phones, microwaves...). They may interfere with signal and performance

12. **The Sensor Pad is made of plastic and does not permit air to circulate.** Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the Sensor Pad area

We suggest rotating & airing /drying the mattress regularly to prevent any mildew. **AVOID CONTACT WITH MOISTURE.** Clean - wipe with a dry, lint-free cloth

13. **The Sensor Pad is not suitable for use above age 24 months**

14. **This product cannot replace responsible adult supervision**

- This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still

provide the supervision necessary for the continued safety of your child

- Use this appliance **ONLY** for its intended use as described in this manual

15. The Sensor Pad is not intended to be used to determine if a child is out of the cot

16. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds

17. Keep cords out of the reach of ANY children

18. ONLY use the chargers and power adaptors provided. Do not use other types as this may damage the device and battery pack (if included in your model)

19. Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling

20. Follow instructions and test this monitor and its functions so you are familiar with it prior to actual use. ALWAYS be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other – check periodically and when changing location of the Nursery Unit

21. DO NOT touch the plug contacts especially with sharp or metal objects

22. DO NOT use the baby monitor near water.

Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings



23. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.). Heat can damage the case or electrical parts

24. ALWAYS place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat solid surface in an upright position that allows for proper VENTILATION. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation or anywhere that would muffle the sound or interfere with the normal flow of air

25. The baby monitor can only be used between 10°C and 40°C (50°F and 104°F)

WARNINGS AND SAFETY

INSTRUCTIONS - BATTERY SPECIFIC

26. ALWAYS keep all batteries away from children

27. The Parent Unit battery is a replaceable Li-Ion battery. The Wireless Sensor Pad uses a replaceable Button Cell Lithium Battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery (see Technical Specification)

- Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to User's Guide for correct battery installation
- DO NOT short circuit supply terminals

28. DO NOT mix old and new batteries and only use Angelcare recommended replacement batteries (see Technical Specification)

29. This product contains a Button Cell Battery and if swallowed can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any of the body, seek medical attention.

30. The Button Cell Battery represents a small part and a choking hazard – KEEP away from children!

31. Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys

32. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature

33. DO NOT attempt to recharge batteries provided with or identified for use with this product that are not intended to be charged The batteries may leak corrosive electrolyte or explode

34. Incorrect polarity installation of the batteries in the end product must be avoided Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion

35. Remove batteries from units if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product

36. Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, discard product responsibly

37. DO NOT store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature & high humidity environments and avoid direct sunlight

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

38. Sensor Pad –

- If your cot does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface including a spring or slat base, place a hard board between the cot base and the Sensor Pad, to ensure correct operation (see specification on STEP 2)
- The Sensor Pad functions with standard cot sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds. Please consult Angelcare if unsure of mattress compatibility

39. This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned OFF when not in use

40. Power cord protection - Protect the Adaptor's power cord from being walked on or pinched by furniture or other items – Power

supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product. The socket outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible. Make sure to plug the adaptor to the socket outlet nearest to the equipment and that it is easily accessible. To disconnect from mains, unplug the adaptor

41. Only use attachments/accessories and replacement parts specified by the manufacturer. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions

- DO NOT position this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product
- Use ONLY the stand sold with the product
- Be sure replacement parts are supplied by Angelcare and have the same characteristics as original part. Unauthorised substitution may result in fire, electric

shock or fire

42. Unplug this appliance during lightning storms or when not used for long periods of time

43. Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery door) may expose you to dangerous voltage or other hazards

- **Power Supply** – see Technical Specification within this guide

44. Overloading - DO NOT overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock


45. Nursery Unit Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8" (20 cm) from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

46. Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse any part of the monitor in water. Clean only with a dry cloth

SET UP REQUIREMENTS

WHAT'S IN THE BOX


- 1 Nursery Unit
- 2 Stand (for Nursery Unit)
- 3 AC Adaptor
- 4 Sensor Pad (on model ACAM2)
- 5 CR2450 Battery (for Sensor Pad) (on model ACAM2)
- 6 Hardware (for wall mounting)




WHAT YOU NEED

Hardboard, if the cot does not have a firm surface (for model ACAM2)

1- SETTING UP THE NURSERY UNIT





Place the Nursery Unit and Adaptor cord at least **1 metre (3 feet)** from the cot



PAIRING YOUR ADDITIONAL NURSERY UNIT

1. Turn ON the Parent Unit and keep the additional Nursery Unit OFF
2. Go to General setting menu.
3. Go to the Pairing Menu
4. In the Pairing Menu, select Nursery Unit 2 Icon
5. The Linking Icon will appear on the screen
6. Turn ON the Nursery Unit 2 (the additional Nursery Unit) and press and hold its "pause/pairing" button until the power LED (AC327 & AC320) or temperature indicator (AC337 & AC527) starts flashing while pairing
7. If the connection has been made, the Green Successful Pairing Icon will appear on the screen and the menu will show the OK Paired Icon
8. Otherwise, the Red Failed Pairing Icon will appear on the screen. You will need to try again



IMPORTANT




- To customise the settings of your additional Nursery Unit, make sure the CAM2 is selected and broadcasting sound
- When using two Nursery Units you will only be able to hear audio from one Nursery Unit at a time (Nursery Unit sound transmitted is highlighted in the info bar). In split screen, the sound transmitted from the Nursery Unit will be indicated on the screen by a speaker icon shown to the right of the CAM icons

SWITCH NURSERY UNIT VIEW AND BROADCASTING SOUND

With more than one Nursery Unit you can view each Nursery Unit individually or use the split screen mode


ON MODEL AC337, AC327 & AC320

1. Press the View Mode button on the Parent Unit
2. Select the preferred Nursery Unit or the split view
• In split view, you can change the broadcasting Nursery Unit sound with the Switch Nursery Unit sound button of the Parent Unit



ON MODEL AC527

1. Press the View Mode button on the first menu
2. Select the preferred Nursery Unit or the split view










IMPORTANT

- The CAM1 or CAM2 icon will appear on the menu to indicate which Nursery Unit is broadcasting sound
- In split view, some function won't be available (greyed out)

PAIRING YOUR ADDITIONAL SENSOR PAD TO YOUR NEW CAMERA UNIT (FOR MODEL ACAM2)

In order to connect your second Sensor Pad to your second Nursery Unit, you need to make sure the second Nursery Unit is paired with the Parent Unit first

1. Remove the batteries of both Sensor Pad (if you have two)
2. Select Nursery Unit 2 in the view mode
 - Make sure CAM2 is selected in order to change the settings of the Nursery Unit 2 and Sensor Pad 2
3. Go into the General setting menu 
4. Go into the Pairing Icon 
5. In the Pairing Menu, select Sensor Pad 2 Icon 
6. Insert the battery into the Sensor Pad 2 (the additional Sensor Pad). It will automatically activate it
7. If the connection has been made, the Green Successful Pairing Icon  will appear on the screen and the menu will show the OK Paired Icon 
8. Otherwise, the Red Failed Pairing Icon  will appear on the screen. You will need to try again
9. You can now replace the battery of your Sensor Pad 1



IMPORTANT

Refer to your existing model full user manual (www.angelcarebaby.com/manuals) to get more information on how to set up the Sensor Pad:

- The additional Nursery Unit and Sensor Pad must be positioned 2 metres (6.5 feet) minimum from any existing Nursery Unit and Sensor Pad as they could interfere with performance
- Test your monitor before first use
- Prior to use, and on a regular basis (before placing your child in the cot) always check the Sensor Pad is detecting no movements or vibrations in its environment
- Test your monitor every time you move the Sensor Pad to a different place
- If your cot does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface place a hardboard between the cot base and the Sensor Pad (refer to specification in your existing manual)

2- TROUBLESHOOTING

- This product is an addition to your Angelcare Monitor, to obtain the full instructions on how to operate the Nursery Unit and Sensor Pad, refer to your Angelcare Monitor Instruction Guide.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range: Open field (Open area without obstructions):

- Between the Nursery Unit and the Parent Unit:
up to 250 metres (820 feet)
- Between the Nursery Unit and the Sensor Pad:
up to 6 metres (20 feet)

Number of Channels:

19 channels

Power Supply:

100-240 V AC / 5V DC 0.6A Adaptor for the Nursery Unit
1 included lithium CR2450 3V battery for model ACAM2
(wireless Sensor Pad)

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The battery included for the Parent Unit is a user replaceable Li-ion rechargeable battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery. The battery for the Sensor Pad is a user replaceable Lithium (not Li-Ion) battery and is NOT rechargeable. To obtain information on replacement batteries please contact Angelcare customer service: www.angelcarebaby.com or contact your local distributor. Instructions will be included with the replacement battery. Keep all batteries away from children.

Batteries:

- CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE

Transmission:

Transmission between the Parent Unit and the Nursery Unit is made on 2.4 GHz frequency

Transmission between the Nursery Unit and the Sensor Pad is made on 2.4 GHz frequency for model ACAM2

Maximum RF Power Transmitted:

20dBm (100mW) between Nursery Unit and Parent Unit

4dBm (2.5mW) between Nursery Unit and Sensor Pad for model ACAM2

EU only - ErP Compliance

USE ONLY THE FOLLOWING ANGELCARE® BRAND

POWER SUPPLY MODEL NUMBERS:

EU (INCLUDING GERMANY) - MODEL NUMBER:

K0SS050060G

UK - MODEL NUMBER: K0SS050060B

Hereby, Angelcare Monitors Inc., declares that this Baby Monitor is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.angelcare-baby.com/declaration-of-conformity

Federal Communications Commission (FCC) –

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industry Canada (IC) – This device complies with the Industry Canada license exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure - This device is designed and manufactured to comply with Radio Frequency (RF) radiation exposure limits for EU, FCC and IC for an uncontrolled environment. To maintain the compliance, human exposure to the nursery unit shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Go to: www.angelcarebaby.com for Full User's guide including full compliance statements.

PROTECT THE ENVIRONMENT

The wheellie bin symbols mean that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The separate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment. Refer to User's Guide for removal of batteries.

See product for compliance marks specific to this device.



CUSTOMER CARE - LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable

for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare®-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Warranty term per country	
North America, UK, South Africa, Russia	1 year
Other countries	2 years

Contact information

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact your distributor before returning this product:

United States and Canada: Please contact us at: info@angelcarebaby.com

Other countries: Find your local distributor by visiting our website: angelcarebaby.com/distributors

To register your product, visit our online registration at: www.angelcarebaby.com. We will use the information provided to contact you if there is a Safety alert or Recall for this product.

TO LEARN MORE

To learn more, watch the **set-up videos** and other functionalities on our website.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Canada


Modèle ACAM1

Unité du nourrisson supplémentaire
Compatible avec les modèles
AC527, AC337, AC327 et AC320



Modèle ACAM2

Unité du nourrisson supplémentaire
et détecteur de mouvements
Compatibles avec les modèles
AC527, AC337, AC327 et AC320



MISE EN GARDE

Veillez conserver ce guide pour consultation ultérieure. Veuillez lire attentivement les mises en garde et les instructions de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Le non-respect des mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort, ou bien endommager le produit.

IMPORTANT – UTILISATION PRÉVUE

Ce produit N'est PAS conçu pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et NE doit PAS être utilisé à cette fin.

Ce produit N'est PAS conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Ce produit sert à surveiller les mouvements des bébés en santé et ne remplace pas les soins parentaux.

Ce moniteur pour bébés respecte toutes les normes pertinentes sur les champs électromagnétiques et est sans danger lorsqu'il est manipulé conformément aux indications du guide d'utilisation.

⚠ MISES EN GARDE

1. En raison du risque d'étranglement important pour les nourrissons et les jeunes enfants, les parents et les surveillants doivent prendre les précautions suivantes



⚠ MISE EN GARDE – Risque d'étranglement – Des enfants se sont déjà ÉTRANGLÉS avec des fils d'alimentation

- **GARDEZ** les fils d'alimentation de l'unité du nourrisson et des adaptateurs **HORS** de la portée des enfants, soit à plus de 1 m (3 pi) de distance.
- N'utilisez **JAMAIS** de rallonge avec les adaptateurs. Utilisez **UNIQUEMENT** les adaptateurs fournis.
- **Ce produit N'est PAS un jouet. Ne permettez JAMAIS aux enfants de jouer avec ce produit.**

2.

⚠ MISE EN GARDE – DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – AUCUNE ALARME

- Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare.
- L'alarme ne sonnera pas si des mouvements autres que ceux de votre bébé sont détectés.
- Si le niveau de sensibilité est élevé, le détecteur peut capter d'autres sources de vibration et mouvements. Veuillez lire les instructions sur le réglage de la sensibilité pour choisir le niveau approprié.
- Si la présence d'autres bambins actifs est détectée dans la même pièce, l'alarme ne sonnera pas.
- Lorsque vous utilisez le détecteur de mouvements, assurez-vous qu'il n'y a **AUCUN** mouvement NI vibration dans l'environnement du bébé. Consultez les mises en garde 3 à 11 ci-dessous.

3. N'utilisez **PAS** un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des mouvements ou des vibrations.

4. Les ventilateurs (y compris les ventilateurs de plafond), les machines à laver, les systèmes de chauffage central et la musique forte génèrent tous des mouvements et des vibrations qui peuvent être détectés par le détecteur de mouvements et perturber son fonctionnement.

5. L'unité du nourrisson supplémentaire et le détecteur de mouvements doivent être installés à au moins 2 mètres (6,5 pieds) de toute autre unité du nourrisson et de tout autre détecteur de mouvements, car ils peuvent nuire à leur fonctionnement.

6. **NE** placez **PAS** le lit du bébé de façon à ce qu'il touche celui du parent ou du surveillant, car le détecteur de mouvements détectera leurs mouvements.

7. **NE** placez **PAS** le lit contre un mur ou une plinthe, car les vibrations pourraient être détectées.

8. Après le retrait du bébé du lit, il est possible que des mouvements continuent d'être détectés et que l'alarme ne sonne pas en raison du fait que le matelas reprend progressivement sa forme initiale.

9. Assurez-vous que le lit est stable afin d'éliminer tout mouvement.

10. Le lit ne doit pas être placé à proximité d'un autre lit.

11. N'utilisez **PAS** d'autres appareils sans fil dans la pièce où le moniteur se trouve (p. ex. téléphones cellulaires, micro-ondes, etc.). Ils peuvent perturber le signal et nuire au fonctionnement de l'appareil.

12. Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler. De la moisissure peut donc se former sous le matelas, dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement.

N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À L'HUMIDITÉ. Nettoyez ou essuyez l'appareil avec un linge sec et non pelucheux.

13. Le détecteur de mouvements ne doit pas être utilisé pour des enfants de plus de 24 mois.

14. Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable.

• Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez aussi fournir la supervision nécessaire à la sécurité continue de votre enfant.

• Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans le présent manuel.

15. Le détecteur de mouvements n'est pas destiné à être utilisé pour savoir si l'enfant est sorti de son lit.

16. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

17. Gardez les fils d'alimentation hors de la portée de TOUT enfant.

18. Utilisez UNIQUEMENT les chargeurs et les adaptateurs de courant fournis. N'utilisez pas d'autres types de dispositifs, car cela pourrait endommager l'appareil et le bloc-piles (s'il est compris avec votre modèle).

19. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

20. Suivez les instructions et testez ce moniteur et ses fonctions afin de bien les connaître avant l'utilisation réelle. Veuillez TOUJOURS vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et que vous respectez la portée de chacun. Faites cette vérification régulièrement et lorsque vous déplacez l'unité du nourrisson.

21. NE touchez PAS les broches, particulièrement avec des objets pointus ou métalliques.

22. N'utilisez PAS le moniteur pour bébés près de l'eau. Veillez à ce qu'AUCUN objet NE tombe sur les unités et qu'AUCUN liquide NE s'infilte dans les orifices des unités ou du détecteur de mouvements.



23. Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc.). La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

24. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et l'unité des parents sur une surface plane solide, en position verticale pour assurer une bonne CIRCULATION DE L'AIR. NE placez PAS les unités sur un canapé, un coussin, un lit, etc. pouvant obstruer les orifices, ni dans un endroit où les sons pourraient être atténués ou bien où l'air ne circule pas librement.

25. Le moniteur pour bébés ne devrait être utilisé qu'à des températures se situant entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ – PILES

26. Conservez TOUJOURS toutes les piles hors de la portée des enfants.

27. L'unité des parents contient une pile Li-ion remplaçable. La pile du détecteur de mouvements sans fil est une pile bouton remplaçable au lithium. Utilisez uniquement les piles de recharge recommandées par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

• Il existe un risque d'explosion si une mauvaise pile est utilisée ou si elle est remplacée de manière incorrecte.

Veillez consulter le guide d'utilisation pour savoir comment installer les piles correctement.

• NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

28. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles et utilisez uniquement les piles de recharge recommandées par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

29. Ce produit contient une pile bouton et, et si avalée, peut provoquer des brûlures chimiques internes entraînant la mort en moins de deux heures. Jeter les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'un corps, consultez un médecin.

30. La pile bouton représente une petite pièce et un risque d'étouffement - GARDER hors de la portée des enfants!

31. Faites preuve de vigilance lorsque vous manipulez les piles afin d'éviter de causer un court-circuit avec tout objet conducteur d'électricité (p. ex. bagues, bracelets, clés).

32. Évitez de surcharger les piles, de les mettre en court-circuit, d'en inverser la polarité lorsque vous les rechargez, de les endommager et de les incinérer afin de prévenir les effets suivants : rejet de substances toxiques, émanation d'hydrogène ou d'oxygène, et hausse de la température en surface.

33. N'essayez PAS de recharger des piles qui ne sont pas conçues pour être rechargées, qu'elles soient fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit. Les piles pourraient déverser un électrolyte corrosif ou exploser.

34. Évitez d'installer les piles en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut provoquer une électrisation qui pourrait entraîner une fuite ou une explosion.

35. Retirez les piles du produit si vous le rangez pendant plus de 30 jours, car elles pourraient couler et endommager le produit.

36. Jetez les piles qui ne sont plus bonnes dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, jetez le produit de manière responsable.

37. NE rangez PAS ce produit ou les piles fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit dans une zone où la température ou le degré d'humidité est élevé, et évitez toute exposition directe au soleil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

38. Détecteur de mouvements –

• Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme avec un sommier à ressorts ou à lattes, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements pour vous assurer que celui-ci fonctionne bien (consultez les spécifications à l'ÉTAPE 2).

• Le détecteur de mouvements fonctionne avec les matelas standard à ressorts et à mousse, mais pas avec les matelas composés en partie ou en totalité de mousse mémoire, les matelas à structure vide et les matelas d'eau. Veuillez communiquer avec Angelcare si vous avez des doutes quant à la compatibilité du matelas.

39. Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre les signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences en provenance d'autres moniteurs pour bébés de votre voisinage. Les signaux de votre moniteur pourraient même être captés par d'autres foyers. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous de bien mettre les deux unités hors tension lorsque vous ne les utilisez pas.

40. Protection du fil d'alimentation – Protégez et disposez le fil d'alimentation de l'adaptateur de façon à éviter qu'une personne marche dessus ou qu'il soit coincé par un meuble ou tout autre objet, en prêtant une attention particulière à l'emplacement des fils, des fiches, des prises de courant multiples et des points de sortie sur le produit. La prise de courant doit être près de l'équipement et doit être facilement accessible. Assurez-vous de brancher l'adaptateur sur une prise facile d'accès à proximité de l'unité. Pour déconnecter l'appareil du secteur, débranchez l'adaptateur.

41. N'utilisez que les pièces de rechange et les accessoires spécifiés par le fabricant. Tout assemblage du produit doit être fait selon les instructions du fabricant.

- NE placez PAS le produit sur une table, un chariot, un trépied ou un support dont l'équilibre est précaire. Le produit pourrait tomber et causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et être lourdement endommagé.
- Utilisez UNIQUEMENT le support fourni avec le produit.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées sont celles fournies par Angelcare ou que ce sont des pièces possédant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution non autorisée

pourrait provoquer un incendie ou présenter un risque d'électrocution.

42. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

43. Entretien et réparation – NE tentez PAS d'entretenir ni de réparer ce produit vous-même; si vous ouvrez ou retirez des plaques protectrices (sauf le couvercle du compartiment à piles), vous risquez de vous électrocuter ou d'être exposé à d'autres dangers.

• **Alimentation** – Consultez les spécifications techniques dans ce guide.

44. Surcharge – NE surchargez PAS les prises murales, les rallonges ou les prises de courant multiples afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

45. Antenne de l'unité du nourrisson – L'antenne utilisée pour cet émetteur doit se trouver à une distance d'au moins 20 cm (8 po) de toute personne et ne doit être installée ou utilisée avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

46. Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de les nettoyer. N'immergez AUCUNE partie du moniteur dans l'eau. Utilisez seulement un linge sec pour le nettoyage.


EXIGENCES POUR L'INSTALLATION

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 Unité du nourrisson
- 2 Support (pour l'unité du nourrisson)
- 3 Adaptateur c.a.
- 4 Détecteur de mouvements (sur le modèle ACAM2)
- 5 Pile CR2450 (pour le détecteur de mouvements) [sur le modèle ACAM2]
- 6 Quincaillerie (pour la fixation murale)

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


Une planche en bois, si le lit ne possède pas une surface rigide (modèle ACAM2)









1- INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON






Placez l'unité du nourrisson et le fil de l'adaptateur à au moins **1 mètre (3 pieds)** du lit



JUMELAGE DE L'UNITÉ DU NOURRISSON SUPPLÉMENTAIRE

1. Mettez l'unité des parents en marche et laissez l'unité du nourrisson supplémentaire éteinte.
2. Allez au menu des réglages généraux.
3. Allez au menu de jumelage 
4. Dans le menu de jumelage, sélectionnez l'icône de l'unité du nourrisson 2 
5. L'icône de connexion  apparaîtra à l'écran.
6. Mettez en marche l'unité du nourrisson 2 (l'unité du nourrisson supplémentaire) et maintenez le bouton de « pause/jumelage » enfoncé jusqu'à ce que la DEL d'alimentation (AC327 et AC320) ou l'indicateur de température (AC337 et AC527) se mette à clignoter pendant le jumelage.
7. Si la connexion a été établie, l'icône verte de jumelage réussi  apparaîtra à l'écran et le menu indiquera l'icône  confirmant que l'unité a été jumelée.
8. Dans le cas contraire, l'icône rouge d'échec de jumelage  apparaîtra à l'écran. Vous devrez essayer de nouveau.



! IMPORTANT




- Pour personnaliser les réglages de votre unité du nourrisson supplémentaire, assurez-vous que CAM2 est sélectionné et que le son diffusé provient de cette unité.
- Si vous utilisez deux unités du nourrisson, vous pourrez seulement entendre le son d'une unité à la fois (l'unité du nourrisson de laquelle provient le son est mise en surbrillance dans la barre d'information). Dans le mode d'affichage partagé, le son transmis par l'unité du nourrisson sera indiqué à l'écran par une icône de haut-parleur à la droite des icônes CAM.

CHANGEMENT DE L'UNITÉ DU NOURRISSON UTILISÉE POUR LE VISIONNEMENT ET LA DIFFUSION SONORE

Si vous disposez de plus d'une unité du nourrisson, vous pouvez voir les images captées par chaque unité du nourrisson ou utiliser le mode d'affichage partagé.


MODÈLES AC337, AC327 ET AC320

1. Appuyez sur le bouton du mode visionnement de l'unité des parents
2. Sélectionnez l'unité du nourrisson de votre choix ou le mode d'affichage partagé
 - Dans le mode d'affichage partagé, vous pouvez choisir quelle unité du nourrisson diffuse le son à l'aide du bouton de changement de l'unité du nourrisson qui se trouve sur l'unité des parents.



MODÈLE AC527

1. Dans le premier menu, appuyez sur le bouton du mode de visionnement.
2. Sélectionnez l'unité du nourrisson de votre choix ou le mode d'affichage partagé.










IMPORTANT

- L'icône CAM1 ou CAM2 apparaîtra dans le menu pour indiquer de quelle unité du nourrisson le son provient.
- Dans le mode d'affichage partagé, certaines fonctions ne sont pas offertes (en gris).

JUMELAGE DE VOTRE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUPPLÉMENTAIRE ET DE VOTRE NOUVELLE CAMÉRA (MODÈLE ACAM2)

Pour établir la connexion entre votre deuxième détecteur de mouvements et votre deuxième unité du nourrisson, vous devez avant tout vous assurer que cette dernière est jumelée à l'unité des parents.

1. Retirez les piles des deux détecteurs de mouvements (si vous en avez deux).
2. Sélectionnez l'unité du nourrisson 2 dans le mode de visionnement
 - Assurez-vous que CAM2 est sélectionné afin de pouvoir modifier les réglages de l'unité du nourrisson 2 et du détecteur de mouvements 2
3. Allez au menu des réglages généraux 
4. Allez à l'icône de jumelage 
5. Dans le menu de jumelage, sélectionnez l'icône de l'unité du nourrisson 2 
6. Insérez la pile dans le détecteur de mouvements supplémentaire. Il sera automatiquement activé par la pile.
7. Si la connexion a été établie, l'icône verte de jumelage réussi  apparaîtra à l'écran et le menu indiquera l'icône  confirmant que l'unité a été jumelée.
8. Dans le cas contraire, l'icône rouge d'échec du jumelage  apparaîtra à l'écran. Vous devrez essayer de nouveau.
9. Vous pouvez maintenant remplacer la pile de votre détecteur de mouvements 1.



IMPORTANT

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle (angelcarebaby.ca/service-a-la-clientele/manuels) pour en savoir plus sur la façon de régler le détecteur de mouvements :

- L'unité du nourrisson supplémentaire et le détecteur de mouvements doivent être installés à au moins 2 mètres (6,5 pieds) de toute autre unité du nourrisson et de tout autre détecteur de mouvements, car ils peuvent nuire à leur fonctionnement.
- Faites l'essai de votre moniteur avant de l'utiliser pour la première fois.
- Avant d'utiliser le détecteur de mouvements pour la première fois et de façon régulière (avant de placer votre enfant dans le lit), vérifiez toujours s'il détecte une absence de mouvements ou de vibrations dans l'environnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements.
- Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements (consultez les spécifications dans le manuel de votre appareil).

2- DÉPANNAGE

- Ce produit est un complément à votre moniteur Angelcare. Pour obtenir toutes les instructions sur la façon d'utiliser l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements, consultez le guide d'instructions du moniteur Angelcare.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée : Champ libre (aire ouverte sans obstacles) :

- Entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson : jusqu'à 250 mètres (820 pieds)
- Entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements : jusqu'à 6 mètres (20 pieds)

Nombre de canaux :

19 canaux

Alimentation :

Adaptateur de 100/240 V c.a./5 V c.c. et de 0,6 A pour l'unité du nourrisson

1 pile au lithium CR2450 de 3 V incluse pour le modèle ACAM2 (détecteur de mouvements sans fil)

Attention : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne mettez pas cet appareil en contact avec la pluie ou l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. La pile incluse pour l'unité des parents est une pile Li-ion rechargeable que l'utilisateur doit remplacer. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare. La pile incluse pour le détecteur de mouvements est une pile au lithium (pas Li-ion) que l'utilisateur doit remplacer, mais qui n'est PAS rechargeable. Pour obtenir des informations sur les piles de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Angelcare : www.angelcarebaby.com ou communiquer avec votre distributeur local. Des instructions seront fournies avec la pile de rechange. Conservez toutes les piles hors de la portée des enfants.

Piles :

- ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR LE MAUVAIS TYPE DE PILE

Transmission :

La transmission de données entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson se fait sur la fréquence 2,4 GHz.

La transmission entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements se fait sur la fréquence 2,4 GHz pour le modèle ACAM2.

Puissance radioélectrique maximale transmise :

20 dBm (100 mW) entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents

4 dBm (2,5 mW) entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements pour le modèle ACAM2

UE SEULEMENT – CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE PUISSANCE APPARENTE RAYONNÉE

N'UTILISEZ QUE LES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION DE MARQUE ANGELCARE® DONT LES NUMÉROS DE MODÈLE SONT LES

SUIVANTS :

UE (Y COMPRIS ALLEMAGNE) – NUMÉRO DE MODÈLE :

K05S050060G

R.-U. – NUMÉRO DE MODÈLE : K05S050060B

Par la présente, Angelcare Monitors Inc. déclare que ce moniteur pour bébés est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'Union européenne se trouve à l'adresse suivante :

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Federal Communications Commission (FCC) –

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industrie Canada (IC) – Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence : Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences – Cet appareil est conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) de l'EU, de la FCC et d'IC dans un milieu non contrôlé. Pour maintenir cette conformité, il ne doit pas y avoir de présence humaine à moins 20 cm (8 po) de l'unité du nourrisson pendant le fonctionnement normal.

Allez à www.angelcarebaby.com pour consulter le guide d'utilisation complet, y compris les énoncés de conformité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les symboles de bac roulant à déchets signifient que votre produit ou sa pile doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément à la réglementation locale. Lorsque le produit ou la pile a atteint la fin de sa durée de vie, apportez-les à un point de collecte désigné par les autorités locales. Leur élimination et leur recyclage séparés contribueront à conserver les ressources naturelles ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Consultez le guide d'utilisation pour savoir comment retirer les piles.

Consultez le produit pour voir les marques de conformité de cet appareil.



SERVICE À LA CLIENTÈLE – GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur Angelcare® est exempt de tout défaut de fabrication pour toute la période de garantie (reportez-vous au tableau de garantie pour déterminer cette période pour votre pays). Si, pendant la période de garantie, le dispositif ne fonctionne pas adéquatement lorsqu'il est utilisé comme il est indiqué et dans des conditions normales, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour confirmer la garantie et la période de garantie.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, soit un acte de vente, une facture quittancée ou une autre preuve que le système de surveillance est encore sous la garantie d'un an. Angelcare® assumera les frais de réparation ou de remplacement du produit et vous le réexpédiera sans frais.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé pour cause de mauvais entretien, d'un accident, d'une mauvaise alimentation électrique ou de tout autre mauvais usage. La garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages accessoires ou résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit. La garantie exclut toute

responsabilité autre que celles énoncées ci-dessus. Aucune autre garantie n'est donnée.

La garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de marque Angelcare®, ni tout problème résultant d'un usage qui n'est pas conforme aux instructions du produit ou du défaut de suivre ces instructions, ni les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants qui ne sont pas fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES VARIENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DE SORTE QUE LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS DANS VOTRE CAS.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Période de garantie par pays	
Amérique du Nord, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Russie	1 an
Autres pays	2 ans

Coordonnées :

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner en magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez des questions, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit :

États-Unis et Canada : Veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : info@angelcarebaby.com

Autres pays : Vous trouverez le distributeur de votre région en consultant notre site Web : angelcarebaby.com/distributors

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site formulaire en ligne à l'adresse: www.angelcarebaby.com.

Nous utiliserons les informations fournies pour vous contacter s'il existe une alerte de sécurité ou un rappel pour ce produit.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, visionnez les **vidéos d'installation** et consultez les autres fonctionnalités sur notre site Web.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Québec) J5R 6A6
Canada

Modelo ACAM1


Unidad adicional para bebés
Compatible con los modelos
AC527, AC337, AC327 y AC320



E
S

Modelo ACAM2

Unidad adicional para bebés
y almohadilla con sensor de movimiento
Compatible con los modelos
AC527, AC337, AC327 y AC320



⚠ ADVERTENCIA

Conserve el manual del usuario para su futura referencia. Lea las advertencias e instrucciones de seguridad detenidamente antes de montar y usar el producto. Si no sigue las advertencias ni las instrucciones, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte, así como daños en el producto.

IMPORTANTE - USO PREVISTO

Este producto NO está previsto y NO se debe usar para evitar el Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Este producto NO está previsto para diagnosticar, tratar, mitigar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o afección. Es un producto para vigilar el movimiento de bebés saludables y no sustituye el cuidado de los padres.

Este monitor de bebés cumple con todos los estándares pertinentes relacionados con los campos electromagnéticos y su manipulación es segura si se siguen las instrucciones del Manual del usuario.

ADVERTENCIAS

1. Debido al gran riesgo de estrangulación para bebés y niños pequeños, los padres y las niñeras deben tener en cuenta las siguientes advertencias.



ADVERTENCIA: Peligro de estrangulación: algunos niños se han **ESTRANGULADO** con los cables.

- **MANTENGA** la unidad para bebés y los cables del adaptador **FUERA** del alcance de los niños, a una distancia mínima de 1 metro (3 pies).
- **NUNCA** use cables alargadores con los adaptadores. Use **SOLAMENTE** los adaptadores provistos.
- **Este producto NO es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.**

2.

ADVERTENCIA: ALMOHADILLA CON SENSOR DE MOVIMIENTO - SIN ALARMA

- La almohadilla con sensor de movimiento puede detectar las fuentes de vibración y movimiento que no provengan del bebé, que interfieren con el funcionamiento del monitor de bebé Angelcare.
- La alarma no sonará si detecta movimiento que no sea del bebé.
- Las configuraciones de alta sensibilidad pueden detectar otras fuentes de vibración y movimiento. Lea las instrucciones sobre la configuración de sensibilidad para ajustarla según corresponda.
- Se pueden detectar otros bebés activos y mayores (de 1 a 2 años) en la misma habitación, pero la alarma no sonará.
- Al usar la almohadilla con sensor de movimiento, asegúrese de que **NO HAYA** otros movimientos y vibraciones en el entorno del bebé. Consulte las advertencias 3 a 11 a continuación.

3. NO utilice móviles ni otros accesorios para cunas que puedan producir movimientos o vibraciones.

4. Los ventiladores (incluso los de techo), las lavadoras, las tarimas, los sistemas de calefacción central o la música alta son formas de movimiento y vibración que generan interferencia y que la almohadilla con sensor movimiento puede detectar.

5. La unidad para bebés y la almohadilla con sensor de movimiento adicionales se deben colocar al menos a 2 metros (6.5 pies) de cualquier unidad para bebés y de la almohadilla con sensor de movimiento existentes, ya que podrían interferir con el funcionamiento.

6. NO utilice el producto con cunas colecho que estén en contacto con la cama de los padres o cuidadores, ya que la almohadilla con sensor de movimiento podría detectar sus movimientos.

7. NO coloque la cuna contra una pared o zócalo, ya que podrían detectarse las vibraciones.

8. Tras retirar al bebé de la cuna, puede suceder que se detecte el movimiento de algunos colchones mientras estos vuelven a su forma original, sin que suene la alarma.

9. Asegúrese de que la cuna sea estable para eliminar cualquier movimiento.

10. La cuna no debe colocarse demasiado cerca de otra cuna o cama.

11. NO utilice otros dispositivos inalámbricos en la misma habitación que el monitor de bebés (como teléfonos móviles, microondas, etc.). Estos dispositivos podrían interferir con la señal y el funcionamiento.

12. **La almohadilla con sensor de movimiento está fabricada con plástico y no permite la circulación de aire.** Por lo tanto, se podría acumular moho debajo del colchón, en el área de la almohadilla con sensor de movimiento. Se recomienda girar y airear o dejar secar el colchón periódicamente para evitar la aparición de moho. **EVITE EL CONTACTO CON LA HUMEDAD.** Límpiolo con un paño seco que no deje pelusas.

13. La almohadilla con sensor de movimiento no es apta para bebés mayores de 24 meses.

14. Este producto no debe reemplazar la supervisión de un adulto.

- Este producto se ha diseñado para ayudarlo a vigilar a su hijo. Cuando use el monitor de bebés, deberá seguir supervisando a su bebé para garantizar su seguridad en todo momento.

- Utilice el dispositivo SÓLO para el uso previsto que se describe en este manual.

15. La almohadilla con sensor de movimiento no se ha diseñado para determinar si el niño se encuentra fuera de la cuna.

16. Compruebe SIEMPRE el estado del bebé inmediatamente cuando suene una alarma.

17. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.

18. Utilice SOLAMENTE los cargadores y adaptadores de alimentación provistos. No use otros, ya que puede dañar el dispositivo y la batería (si están incluidos en su modelo).

19. Un adulto deberá armar el dispositivo. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el armado.

20. Siga las instrucciones y pruebe el monitor de bebés y sus funciones para familiarizarse con el equipo antes de usarlo. Asegúrese SIEMPRE de que el transmisor y el receptor funcionen correctamente, y que no se supere la distancia máxima entre ellos. Reviselos de manera periódica y cuando cambie la ubicación de la unidad para bebés.

21. NO toque los contactos del enchufe, especialmente con objetos filosos o metálicos.

22. NO emplee el monitor de bebés cerca del agua. Deberá EVITAR que caigan objetos y que se derramen líquidos sobre las unidades o en los orificios de la almohadilla con sensor de movimiento.



23. Mantenga el monitor de bebés ALEJADO de fuentes de calor, como estufas, radiadores, etc. El calor podría dañar la carcasa o las piezas eléctricas.

24. Coloque SIEMPRE la unidad para bebés y la unidad para padres sobre una superficie sólida y plana en una posición vertical que permita la VENTILACIÓN adecuada. NO la coloque sobre sofás, almohadones, camas, etc. que pudieran bloquear la ventilación, ni en ningún sitio que pudiera amortiguar el sonido o interferir con el flujo normal de aire.

25. El monitor de bebés solo se puede usar a una temperatura de entre 10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F).

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: BATERÍA

26. Mantenga SIEMPRE todas las baterías fuera del alcance de los niños.

27. La batería de la unidad para padres es una batería de iones de litio reemplazable. La almohadilla con sensor de movimiento inalámbrica lleva una batería tipo botón de celda de litio reemplazable. Solo debe utilizar las baterías de reemplazo recomendadas por Angelcare (consulte las Especificaciones técnicas).

- Existe peligro de explosión si se emplea una batería incorrecta o se sustituye de manera errónea. Consulte el Manual del usuario para instalar correctamente la batería.
- NO provoque cortocircuitos de los bornes.

28. NO mezcle baterías usadas y nuevas; solo utilice las baterías de reemplazo recomendadas por Angelcare (consulte las especificaciones técnicas).

29. Este producto contiene una batería tipo botón de celda que, si se traga, puede ocasionar quemaduras internas en solo dos horas y producir la muerte. Deseche las baterías usadas de inmediato. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que es posible que alguien haya tragado baterías o se las haya colocado en el cuerpo, busque asistencia médica.

30. La batería tipo botón de celda es una pieza pequeña e implica peligro de asfixia: MANTÉNGALA fuera del alcance de los niños.

31. Sea cuidadoso al manipular las baterías para evitar provocar un cortocircuito con materiales conductores como anillos, pulseras o llaves.

32. Deberá impedir sobrecargas, cortocircuitos, cargas inversas, mutilaciones o incineración de las baterías para evitar las siguientes situaciones: Evitar que se liberen materiales tóxicos, hidrógeno, oxígeno o gas y que aumente la temperatura de la superficie.

33. NO intente recargar las baterías suministradas con este producto o consideradas aptas para el producto si no son recargables. Es posible que las baterías pierdan electrolito corrosivo o exploten.

34. Se debe evitar la instalación con la polaridad incorrecta en el producto. La polaridad inversa de las baterías puede provocar una carga que podría dar lugar a fugas o explosiones.

35. Saque las baterías de las unidades si no va a utilizar el producto durante más de 30 días, ya que podrían provocarse fugas en las baterías y daños en el producto.

36. Deseche las baterías agotadas lo antes posible, ya que es más probable que presenten fugas si están colocadas en un producto. Si una de las baterías presenta fugas o está abierta, deseche el producto según corresponda.

37. NO guarde este producto ni las baterías suministradas o consideradas aptas para el producto en zonas de altas temperaturas y gran humedad, y evite la exposición directa al sol.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

38. Almohadilla con sensor de movimiento

- Si la cuna no tiene una superficie sólida, estable y completamente plana, como una base de resortes o un elástico de cama, coloque una tabla dura entre la base de la cuna y la almohadilla con sensor de movimiento para garantizar el funcionamiento correcto (consulte las especificaciones en el PASO 2).

- La almohadilla con sensor de movimiento funciona en colchones de cuna estándar de resortes y espuma, y no funciona en los colchones con espuma viscoelástica inteligente (total o parcial), los colchones de marco hueco y las camas de agua. Consulte a Angelcare si tiene dudas sobre la compatibilidad del colchón.

39. Este monitor usa ondas de radio públicas para transmitir las señales. Es posible que la unidad para padres reciba señales o interferencias de otros monitores de bebés en su zona. Es posible que los monitores en otras casas reciban las señales de su monitor. Para proteger su privacidad, asegúrese de APAGAR ambas unidades cuando no las use.

40. Protección de los cables de alimentación: evite pisar el cable de alimentación o que se aplaste con muebles u otros elementos. Los cables de alimentación deben disponerse de modo que nadie los pise ni queden aplastados. Preste especial atención a los cables, los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del producto. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y tener fácil acceso. Preste especial atención a los cables, los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del producto. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y tener fácil acceso. Preste especial atención a los cables, los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del producto. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y tener fácil acceso. Preste especial atención a los cables, los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del producto.

41. Utilice solo los accesorios y repuestos indicados por el fabricante. Se deberán seguir las instrucciones del fabricante cuando arme el producto en un soporte.

- NO coloque este producto en un carro, soporte, trípode, brazo o mesa inestables. El producto podría caerse y provocar lesiones graves al niño o al adulto, así como daños en el producto.
- Utilice ÚNICAMENTE el soporte que se vende con el producto.
- Asegúrese de que los repuestos provengan de Angelcare y de que tengan las mismas características que la pieza original. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas, etc.

42. Desenchufe el dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo use por periodos prolongados.

43. Reparación: NO intente reparar el producto, ya que si abre o retira las cubiertas (a excepción del compartimento para baterías), podría exponerse a una tensión peligrosa o a otros peligros.

- **Alimentación:** consulte las Especificaciones técnicas de esta guía.

44. Sobrecarga: NO sobrecargue los tomacorrientes, los cables alargadores o los tomacorrientes con varias tomas, dado que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.

45. Antena de la unidad para bebés: la antena que se usa con este transmisor debe instalarse a una distancia mínima de 20 cm (8" in) de todas las personas y no debe ubicarse en el mismo sitio ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

46. Limpieza: desconecte todas las unidades antes de la limpieza. NO sumerja ninguna de las piezas del monitor de bebés en agua. Limpielo solo con un paño seco.


REQUISITOS DE INSTALACIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA


- 1 Unidad para bebés
- 2 Soporte (para la unidad para bebés)
- 3 Adaptador de CA
- 4 Almohadilla con sensor de movimiento (en el modelo ACAM2)
- 5 Batería CR2450 (para la almohadilla con sensor de movimiento) (en el modelo ACAM2)
- 6 Tornillería (para el montaje en la pared)

LO QUE NECESITARÁ


Una tabla dura, si la cuna no cuenta con una superficie firme (para el modelo ACAM2).



1-INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PARA BEBÉS




Ubique la unidad para bebés y el cable del adaptador al menos a **1 metro (3 pies)** de la cuna.



COMO VINCULAR LA UNIDAD ADICIONAL PARA BEBÉS

1. Encienda la unidad para padres y mantenga la unidad para bebés adicional apagada.
2. Ingrese al menú de Configuración general.
3. Ingrese al Menú de vinculación
4. En el Menú de vinculación, presione el icono de la Unidad para bebés 2
5. El icono de Vinculación aparecerá en la pantalla.
6. Encienda la unidad para bebés 2 (unidad para bebés adicional) y mantenga presionado el botón "Pausa/Vinculación" hasta que el indicador de alimentación LED (AC327 y AC320) o el indicador de temperatura (AC337 y AC527) comience a parpadear durante la vinculación.
7. Si se produjo la conexión, el icono verde de Vinculación correcta aparecerá en la pantalla y el menú mostrará el icono de Vinculación establecida
8. De lo contrario, el icono rojo de Error en la vinculación aparecerá en la pantalla. Deberá intentarlo nuevamente.



E
S

! IMPORTANTE




- Para personalizar la configuración de la unidad adicional para bebés, asegúrese de haber seleccionado CAM2 y la radiodifusión sonora.
- Al usar dos unidades para bebés, solo podrá escuchar el audio de una de ellas por vez (la unidad para bebés de la cual se transmite el sonido aparecerá resaltada en la barra de información). En el modo de pantalla dividida, el sonido que se transmita de la unidad para bebés se indicará en pantalla por medio del icono de parlante a la derecha de los iconos CAM.

MODIFICAR LA VISTA DE LA UNIDAD PARA BEBÉS Y LA RADIODIFUSIÓN SONORA

Si tiene más de una unidad para bebés, puede ver cada una por separado o usar el modo de pantalla dividida.


EN LOS MODELOS AC337, AC327 Y AC320

1. Presione el botón Modo de vista de la unidad para padres.
2. Seleccione la Unidad para bebés preferida o la pantalla dividida.
 - En la pantalla dividida puede cambiar la radiodifusión sonora de la unidad para bebés con el botón Cambiar sonido de la unidad para bebés en la unidad para padres.



EN EL MODELO AC527

1. Presione el botón Modo de vista del primer menú.
2. Seleccione la unidad para bebés preferida o la pantalla dividida.




⚠ IMPORTANTE

- El icono CAM1 o CAM2 aparecerá en el menú para indicar cuál es la unidad para bebés que reproduce sonido.
- En el modo de pantalla dividida, algunas funciones no estarán disponibles (se muestran en color gris).

CÓMO VINCULAR LA ALMOHADILLA ADICIONAL CON SENSOR DE MOVIMIENTO A LA NUEVA UNIDAD DE CÁMARA (PARA EL MODELO ACAM2)

Para conectar la segunda almohadilla con sensor de movimiento con la segunda unidad para bebés, primero debe asegurarse de que la segunda unidad esté vinculada con la unidad para padres.

1. Retire las baterías de ambas almohadillas (si tiene dos).
2. Seleccione la unidad para bebés 2 en el modo de vista.
 - Asegúrese de haber seleccionado CAM2 para poder cambiar la configuración de la unidad para bebés 2 y la almohadilla con sensor de movimiento 2.
3. Ingrese al menú de Configuración general.
4. Seleccione el icono de Vinculación.
5. En el Menú de vinculación, seleccione el icono de la Almohadilla con sensor de movimiento 2.
6. Inserte la batería en la almohadilla con sensor de movimiento 2 (la almohadilla adicional). De este modo la activará automáticamente.
7. Si se produjo la conexión, el icono verde de Vinculación correcta aparecerá en la pantalla y el menú mostrará el icono de Vinculación establecida.
8. De lo contrario, el icono rojo de Error en la vinculación aparecerá en la pantalla. Deberá intentarlo nuevamente.
9. Ya puede reemplazar la batería de la almohadilla 1.



⚠ IMPORTANTE

Consulte el manual del usuario completo de cada modelo (www.angelcarebaby.com/manuals) para obtener información sobre cómo configurar la almohadilla con sensor de movimiento:

- La unidad para bebés y la almohadilla con sensor de movimiento adicionales se deben colocar al menos a 2 metros (6.5 pies) de cualquier unidad para bebés y de la almohadilla con sensor de movimiento existentes, ya que podrían interferir con el funcionamiento.
- Pruebe el monitor de bebés antes del primer uso.
- Antes de usar y de forma periódica (antes de colocar al bebé en la cuna), compruebe que la almohadilla no detecte ningún movimiento ni vibración en el ambiente.
- Pruebe el monitor de bebés cada vez que cambie de posición la almohadilla con sensor de movimiento.
- Si la cuna no tiene una superficie sólida, estable y completamente plana, coloque una tabla dura entre la base de la cuna y la almohadilla (consulte las especificaciones del manual existente).

2- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Este producto es un complemento para el monitor Angelcare; para ver las instrucciones completas sobre cómo usar la cámara, consulte la Guía de instrucciones del monitor Angelcare.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance: Campo abierto (zona abierta sin obstrucciones):

- Entre la Unidad para bebés y la Unidad para padres: hasta 250 metros (820 pies)
- Entre la Unidad para bebés y la almohadilla con sensor de movimiento: hasta 6 metros (20 pies)

Cantidad de canales:

19 canales

Alimentación:

Adaptador de 0.6 A, 100/240 VCA/5 VCC para la unidad para bebés

1 batería de litio CR2450 de 3 V incluida para el modelo ACAM2 (almohadilla inalámbrica)

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

Existe peligro de explosión si las baterías se sustituyen de manera incorrecta. La batería incluida para la unidad para padres es una batería de iones de litio recargable que el usuario puede reemplazar. Solo deberá utilizar las baterías de reemplazo recomendadas por Angelcare. La batería para la almohadilla con sensor es una batería de litio (no de iones de litio) que el usuario puede reemplazar, pero NO es recargable. Para obtener más información sobre la sustitución de las baterías, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Angelcare: www.angelcarebaby.com o póngase en contacto con su distribuidor local. Se incluirán instrucciones con la batería de reemplazo. Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños.

Baterías:

Baterías:

- PRECAUCIÓN: SI SUSTITUYE LA BATERÍA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO, PODRÍA PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN.

Transmisión:

La transmisión entre la unidad para padres y la unidad para bebés se realiza en una frecuencia de 2.4 GHz.

La transmisión entre la unidad para bebés y la almohadilla con sensor se realiza con una frecuencia de 2.4 GHz para el modelo ACAM2.

Energía de RF máxima transmitida:

100 mW (20 dBm) entre la unidad para bebés y la unidad para padres

2.5 mW (4 dBm) entre la unidad para bebés y la almohadilla con sensor de movimiento para el modelo ACAM2

Por la presente, Angelcare Monitors Inc. declara que este monitor

Solo para la UE - Cumplimiento de ErP

- USE ÚNICAMENTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE MODELOS DE ALIMENTACIÓN ANGELCARE®:
- UE (INCLUIDA ALEMANIA) - NÚMERO DE MODELO: K0SS050060G
- REINO UNIDO - NÚMERO DE MODELO: K0SS050060B

para bebés cumple con la Norma 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra en la siguiente dirección de internet:

www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

se ha evaluado este dispositivo y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, en conformidad con el apartado 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) debe aceptar todas las interferencias, incluso las que puedan provocar que el dispositivo no funcione adecuadamente.

Industria de Canadá (IC): el dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencias de la Industria de Canadá. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) debe aceptar todas las interferencias, incluso las que puedan provocar que el dispositivo no funcione adecuadamente.

Exposición a la RF: este dispositivo está diseñado y fabricado en cumplimiento de los límites de emisión para la exposición a la radiofrecuencia (RF) que establecen la UE, la FCC e IC para un entorno controlado. Para mantener el cumplimiento, la exposición humana a la unidad para bebés no debe ser a menos de 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Visite www.angelcarebaby.com para ver el Manual del usuario completo, incluidas las declaraciones de cumplimiento.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE

Los símbolos de papelera con ruedas implican que, según las leyes y regulaciones locales, su producto y las baterías deben eliminarse de manera separada de los desechos del hogar. Cuando el producto o la batería lleguen al final de su vida útil, llévelos a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La eliminación y el reciclado por separado permitirán conservar los recursos naturales y proteger la salud humana y el medioambiente. Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre la extracción de las baterías.

En el producto encontrará las marcas de cumplimiento específicas del dispositivo.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que Angelcare® está exento de defectos de material y mano de obra durante el periodo de garantía (vea la tabla de garantía a continuación para determinar la garantía en su país). Si el sistema de monitoreo no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones normales y durante el período de garantía, Angelcare® reparará o reemplazará el producto, según nuestro criterio, sin cargo. Póngase en contacto con su distribuidor para validar la garantía y el período de garantía.

Deberá adjuntarse al producto una prueba de compra, ya sea la factura o cualquier otra prueba de que el sistema sigue en garantía. Angelcare® absorberá los gastos de reparación o sustitución del producto y los gastos de la devolución al propietario.

Esta garantía no se aplicará a los productos que sufran daños a causa de un mantenimiento inadecuado, un accidente, una tensión de alimentación incorrecta u otro tipo de negligencia. La garantía también se anulará si el propietario repara o modifica el producto de alguna forma. Angelcare® no se hará responsable de los daños directos o indirectos relacionados con este producto. La garantía también excluye cualquier responsabilidad distinta a las indicadas anteriormente. No se ofrece ninguna otra garantía.

Esta garantía no cubre los productos o accesorios que no sean de la marca Angelcare®, ni los problemas derivados de un uso contrario a las instrucciones del producto, del incumplimiento de dichas instrucciones o de problemas provocados por el empleo de accesorios, piezas o componentes no suministrados por Angelcare.

LOS DERECHOS LEGALES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN EXCLUIR O LIMITAR LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDAN APLICAR A SU CASO.

NO NOS HAREMOS RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

Periodo de garantía por país	
Norteamérica, Reino Unido, Sudáfrica, Rusia	1 año
Otros países	2 años

Información de contacto

¡IMPORTANTE! Este monitor de bebés Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelva el producto a la tienda. Si tiene preguntas o precisa ayuda, llame a su distribuidor antes de devolver el producto.

En Angelcare® avalamos todos nuestros productos. Si no está completamente satisfecho o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor antes de devolver el producto:

Estados Unidos y Canadá: Póngase en contacto con nosotros en: info@angelcarebaby.com

Otros países: Encuentre su distribuidor local en nuestro sitio web: angelcarebaby.com/distributors

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, mire los **videos de instalación** y otras funcionalidades en nuestro sitio web.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Canadá

Modell ACAM1

Zusätzliche Babyeinheit

Kompatibel mit den folgenden Modellen:

AC527, AC337, AC327 und AC320



D
E


Modell ACAM2

Zusätzliche Babyeinheit

und Sensormatte mit Bewegungsmelder

Kompatibel mit den folgenden Modellen:

AC527, AC337, AC327 und AC320



! WARNUNG

Die Bedienungsanleitung gut aufbewahren, um bei Bedarf darauf zurückzugreifen. Die Warn- und Sicherheitshinweise bitte vor dem Gebrauch und Zusammenbau des Produkts sorgfältig durchlesen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anleitungen kann lebensgefährliche Verletzungen und Schaden am Produkt zur Folge haben.

WICHTIG - VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt ist NICHT zur Vermeidung von plötzlichem Kindstod (SID) vorgesehen und DARF NICHT dafür verwendet werden.

Dieses Produkt ist NICHT dafür vorgesehen, Krankheiten oder Symptome zu diagnostizieren, zu behandeln, zu lindern, zu heilen oder zu verhindern.

Dieses Produkt ist zur Überwachung der Bewegung gesunder Babys bestimmt und kein Ersatz für elterliche Betreuung.

Dieses Babyphone ist mit allen relevanten Normen bezüglich elektromagnetischer Felder konform und ist bei bestimmungsmäßigem Umgang nach der Beschreibung in der Bedienungsanleitung sicher in der Verwendung.

WARNHINWEISE

1. Aufgrund erhöhter Strangulationsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder sind die folgenden Warnhinweise zu beachten.



WARNUNG: Strangulationsgefahr – es hat bereits Fälle gegeben, in denen sich Kinder mit Kabeln STRANGULIERT haben.

- Die Babyeinheit und Kabel jeglicher Art mindestens 1 Meter (3 Fuß) von Babys **ENTFERNT HALTEN**.
- **NIEMALS** Verlängerungskabel in Verbindung mit Netzteilen verwenden. **NUR** die mitgelieferten Netzteile verwenden.
- **Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug. KEINESFALLS Kinder damit spielen lassen.**

2.

WARNUNG – SENSORMATTE MIT BEWEGUNGSMELDER – KEIN ALARM

- Vibrationen und Bewegungen von anderen Quellen als Ihrem Baby können von der Sensormatte wahrgenommen werden und die Funktionsfähigkeit des Angelcare Babyphones beeinträchtigen.
- Der Alarm wird nicht ausgelöst, wenn fortwährend Bewegungen erkannt werden, die von anderen Quellen als Ihrem Baby stammen.
- Bei hohen Empfindlichkeitseinstellungen können Vibrationen und Bewegungen von anderen Quellen empfangen werden – der Anleitung ist zu entnehmen, wie die Empfindlichkeit entsprechend reguliert wird.
- Andere aktive und ältere Babys (Kleinkinder) im gleichen Raum können wahrgenommen werden und bewirken, dass der Alarm nicht ausgelöst wird.
- Bei der Verwendung der Sensormatte sicherstellen, dass die Umgebung des Babys **FREI** von Bewegungen oder Vibrationen ist – siehe unten Warnhinweise 3 bis 11.

3. Bei Verwendung des Babyphones **KEINESFALLS** ein Mobile und andere Zubehörteile für Kinderbetten verwenden, die Bewegungen oder Vibrationen erzeugen können.

4. Ventilatoren (einschließlich Deckenventilatoren), Waschmaschinen, Fußbodendielen, Zentralheizung oder laute Musik sind mögliche Bewegungs- und Vibrationsquellen und können die Funktionsfähigkeit der Sensormatte beeinträchtigen und von ihr wahrgenommen werden.

5. Die zusätzliche Babyeinheit und Sensormatte müssen mindestens 2 Meter (6,5 Fuß) von der vorhandenen Babyeinheit und Sensormatte entfernt positioniert werden, um deren Leistung nicht zu beeinträchtigen.

6. **NICHT** mit Beistellbetten verwenden, die das Bett des Elternteils/der Aufsichtsperson berühren, da die Sensormatte Ihre Bewegungen wahrnimmt.

7. Das Beistellbett **NICHT** gegen eine Wand oder Sockelleiste stellen, da Vibrationen wahrgenommen werden können.

8. Nachdem das Baby aus dem Kinderbett genommen wurde, nehmen einige Matratzen als Bewegung wahr,

wenn die Matratze wieder ihre Form annimmt, und es wird möglicherweise kein Alarm ausgelöst.

9. Sicherstellen, dass das Kinderbett stabil ist, um Bewegungen zu eliminieren.

10. Das Kinderbett sollte nicht in Reichweite eines anderen Kinderbetts oder Betts aufgestellt werden.

11. **KEINE** anderen drahtlosen Geräte in demselben Raum wie das Babyphone verwenden (einschließlich Mobiltelefone, Mikrowellen...). Sie können das Signal und die Leistung beeinträchtigen.

12. Die Sensormatte besteht aus Kunststoff und gewährleistet keine ausreichende Luftzirkulation.

Daher kann sich unter der Matratze im Bereich der Sensormatte Schimmel bilden. Deshalb empfehlen wir, die Matratze regelmäßig zu wenden, um Schimmelbildung zu verhindern. **KONTAKT MIT FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.** Reinigung – Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen

13. Die Sensormatte ist für Kinder älter als 2 Jahre nicht geeignet.

14. Dieses Produkt kann eine verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen.

- Das Produkt soll Sie bei der Überwachung Ihres Kindes lediglich unterstützen. Auch bei Verwendung des Babyphones müssen Sie Ihr Kind im notwendigen Maße beaufsichtigen, um seine Sicherheit zu gewährleisten.
- Dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH zu dem vorgesehenen Verwendungszweck benutzen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

15. Die Sensormatte darf nicht verwendet werden, um festzustellen, ob ein Kind im Bett ist oder nicht.

16. IMMER sofort nach dem Baby sehen, wenn ein Alarm ertönt.

17. Kabel von ALLEN Kindern fernhalten.

18. NUR die mitgelieferten Ladegeräte und Netzteile verwenden. Andernfalls können dadurch das Gerät und der Akku (sofern in Ihrem Modell enthalten) beschädigt werden.

19. Zusammenbau nur durch Erwachsene! Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fernhalten.

20. Alle Anleitungen genau befolgen und dieses Babyphone und seine Funktionen testen, um sich vor dem tatsächlichen Einsatz damit vertraut zu machen. IMMER sicherstellen, dass Sender und Empfänger einwandfrei funktionieren und in Reichweite zueinander sind. Dies sollte regelmäßig und bei einer Änderung des Aufstellungsortes der Babyeinheit überprüft werden.

21. Die Steckerkontakte NICHT berühren, insbesondere nicht mit scharfen oder Metallgegenständen.

22. Das Babyphone NIEMALS in der Nähe von Wasser (Badewanne, Spüle usw.) verwenden. Darauf achten, dass KEINE Gegenstände auf die Geräte fallen und keine Flüssigkeiten über die Gehäuseöffnungen in die Geräte oder die Sensormatte gelangen.



23. Das Babyphone von Wärmequellen (Öfen, Heizkörpern usw.) FERNHALTEN. Durch Wärme können das Gehäuse und elektrische Bauteile beschädigt werden.

24. Die Babyeinheit und die Elterneinheit IMMER aufrecht auf eine feste Fläche stellen, so dass für ausreichende LUFTZUFUHR gesorgt ist. KEINESFALLS das Gerät auf Sofas, Kissen, Betten usw. stellen, wodurch die Lüftungsschlitze blockiert werden könnten, oder an einem anderen Ort ablegen, wo die Tonabgabe gedämpft oder die Luftzirkulation behindert werden könnte.

25. Das Babyphone kann nur zwischen 10 °C und 40 °C (50 °F und 104 °F) verwendet werden.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE – SPEZIFISCH FÜR BATTERIEN

26. Akkus und Batterien aller Art STETS von Kindern fernhalten.

27. Bei dem Akku der Elterneinheit handelt es sich um eine austauschbare Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Batterie in der drahtlosen Sensormatte handelt es sich um eine austauschbare Knopfzellen-Lithiumbatterie. Nur die von Angelcare empfohlene Ersatzbatterie verwenden (siehe „Technische Daten“).

- Bei der Verwendung mit falschen oder falsch eingesetzten Batterien besteht Explosionsgefahr. Die Hinweise in der Bedienungsanleitung zum richtigen Einsetzen der Batterie beachten.
- Die Stromanschlüsse NIEMALS kurzschließen.

28. KEINE alten und neuen Batterien gemeinsam einsetzen und nur von Angelcare empfohlene Ersatzbatterien verwenden (siehe „Technische Daten“).

29. Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen-Batterie, die beim Verschlucken in weniger als zwei Stunden interne Verätzungen verursachen und zum Tode führen kann. Gebrauchte Batterien sind umgehend zu entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten. Besteht der Verdacht, dass Batterien verschluckt oder dem Körper anderweitig zugeführt wurden, ist ein Arzt aufzusuchen.

30. Die Knopfzellen-Batterie stellt ein Kleinteil und damit eine Erstickungsgefahr dar – FERN von Kindern aufbewahren!

31. Beim Umgang mit Batterien sorgfältig darauf achten, dass diese nicht mit leitfähigem Material wie z. B. Ringen, Armbändern oder Schlüsseln kurzgeschlossen werden.

32. Bei Batterien kann jegliches Überladen, Kurzschließen, Laden mit umgekehrter Polarität, Verbeulen oder Verbrennen zu den folgenden Gefahren führen und muss daher strikt vermieden werden: Freisetzung giftiger Substanzen, Freisetzung von Wasserstoff- und/oder Sauerstoffgas, Anstieg der Oberflächentemperatur.

33. NIEMALS versuchen, mit diesem Produkt mitgelieferte oder zur Verwendung mit ihm zugelassene Batterien wiederaufzuladen, wenn diese nicht zur Wiederaufladung vorgesehen sind. Hierbei kann ätzendes Elektrolyt austreten oder die Batterie explodieren.

34. Batterien dürfen niemals mit falscher Polarität in das Produkt eingelegt werden. Wenn Batterien falsch herum eingelegt werden, kann dies zu einem Ladeeffekt führen und die Batterie kann auslaufen oder explodieren.

35. Sollte das Produkt länger als 30 Tage gelagert werden, müssen die Batterien aus beiden Einheiten herausgenommen werden, da sie andernfalls auslaufen und das Produkt beschädigen könnten.

36. Verbrauchte Batterien baldmöglichst austauschen, da verbrauchte Batterien im Produkt eher auslaufen können. Wenn eine Batterie ausgelaufen ist oder Gase abgegeben hat, muss das Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden.

37. KEINESFALLS dieses Produkt oder die mitgelieferten oder zur Verwendung mit dem Produkt zugelassenen Batterien bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren. Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

38. Sensormatte –

- Falls das Kinderbett keine feste, stabile Unterseite hat, die vollständig eben ist, einschließlich z. B. eines Lattenrostes oder einer Unterfederung, eine Hartfaserplatte zwischen die Unterseite des Kinderbetts und die Sensormatte legen, damit das System ordnungsgemäß funktioniert (siehe Spezifikationen in SCHRITT 2).
- Die Sensormatte kann mit handelsüblichen Kinderbettmatratzen wie Sprungfeder- oder Schaumstoffmatratzen verwendet werden, aber nicht mit Memory-Foam-Matratzen (teilweise oder komplett), Luftkernmatratzen und Wasserbetten. Wenden Sie sich bitte an Angelcare, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Matratze geeignet ist.

39. Dieses Babyphone verwendet für die Signalübertragung öffentliche Funkfrequenzen. Die Elterneinheit kann Signale oder Störungen von anderen Babyphonen in Ihrer Nähe empfangen. Umgekehrt kann auch Ihr Babyphone von entsprechenden Systemen in der Nachbarschaft empfangen werden. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie darauf achten, dass beide Geräte bei Nichtverwendung AUSGESCHALTET bleiben.

40. Schutz des Netzkabels – Darauf achten, dass niemand auf das Netzkabel des Netzteils tritt und dieses nicht von Möbeln oder sonstigen Gegenständen eingeklemmt werden kann. – Netzkabel müssen so verlegt werden, dass nach Möglichkeit niemand darauf tritt, keine Gegenstände darauf abgestellt und keine Leitungsteile eingeklemmt werden können. Besondere Beachtung verdienen dabei die Kabel und Stecker, die Anschlussbuchse und alle Stellen, an denen Kabel aus dem Produkt austreten. Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein. Das Netzteil mit einer leicht erreichbaren Steckdose in nächster Nähe verbinden. Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

41. Nur vom Hersteller empfohlene Anbau-/Zubehöreile und Ersatzteile verwenden. Jegliche Montage des Produkts darf nur unter Einhaltung der Herstelleranweisungen erfolgen.

- Dieses Produkt KEINESFALLS auf einen Wagen, einen Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch stellen, wenn keine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Das Produkt könnte herunterfallen und schwere Verletzungen bei einem Kind oder Erwachsenen verursachen und selbst erheblich beschädigt werden.
- AUSSCHLIESSLICH den zusammen mit dem Produkt verkauften Ständer verwenden.
- Die von Angelcare bereitgestellten Ersatzteile müssen

die gleichen Eigenschaften wie das jeweilige Originalteil aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können Brände, Stromschläge und andere Gefahren zur Folge haben.

42. Dieses Gerät während Gewitter oder bei längerer Nichtverwendung vom Stromnetz trennen.

43. Reparaturen – KEINESFALLS selbst versuchen, dieses Produkt zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen (mit Ausnahme der Batterieabdeckungen) können Sie gefährlichen elektrischen Spannungen und sonstigen Gefahren ausgesetzt werden.

• **Stromversorgung** – siehe „Technische Daten“ in dieser Anleitung.

44. Überlastung – KEINESFALLS Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Anschlussbuchsen überlasten, da hierdurch Brandgefahr oder Stromschlaggefahr entstehen kann.

45. Antenne der Babyeinheit – Zwischen der für diesen Sender verwendeten Antenne und Personen muss stets ein Mindestabstand von 20 cm (8 Zoll) eingehalten werden; auch darf die Antenne nicht am selben Ort mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender untergebracht oder in Verbindung mit diesen benutzt werden.

46. Reinigung – Alle Einheiten vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen. Das Babyphone KEINESFALLS in Wasser eintauchen, auch nicht teilweise. Zur Reinigung nur ein trockenes Tuch verwenden.


VORBEREITEN DES SYSTEMS

VERPACKUNGSIHALT


- 1 Babyeinheit
- 2 Ständer (für Babyeinheit)
- 3 Netzteil
- 4 Sensormatte (für Modell ACAM2)
- 5 CR2450-Batterie (für die Sensormatte) (für Modell ACAM2)
- 6 Befestigungsmaterial (für Befestigung an der Wand)

WAS SIE BENÖTIGEN


Hartfaserplatte, wenn das Kinderbett keine feste Fläche hat (für Modell ACAM2)









1- VORBEREITEN DER BABYEINHEIT






Babyeinheit und Netzkabel mindestens **1 Meter (3 Fuß)** vom Kinderbett entfernt platzieren



VERBINDEN IHRER ZUSÄTZLICHEN BABYEINHEIT

1. Die Elterneinheit EINSCHALTEN und die zusätzliche Babyeinheit AUSGESCHALTET lassen.
2. Ins Menü der allgemeinen Einstellungen wechseln.
3. Ins Verbindungsmenü  wechseln.
4. Im Verbindungsmenü das Symbol von Babyeinheit 2  auswählen.
5. Das Verknüpfungssymbol  wird angezeigt.
6. Babyeinheit 2 (die zusätzliche Babyeinheit) EINSCHALTEN und ihre „Pause/Verbindungs“-Taste drücken und halten, bis die Netz-LED (AC327 und AC320) oder Temperaturanzeige (AC337 und AC527) während des Verbindungsaufbau zu blinken beginnt.
7. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das grüne Symbol für eine erfolgreiche Verbindung  im Bildschirm und das Symbol „OK, verbunden“  im Menü.
8. Andernfalls erscheint das rote Symbol eines Verbindungsfehlers  im Bildschirm. Der Verbindungsversuch muss wiederholt werden.



WICHTIG




- Um die Einstellungen der zusätzlichen Babyeinheit benutzerdefiniert anzupassen, darauf achten, dass CAM2 ausgewählt ist und Sound sendet.
- Wenn zwei Babyeinheiten verwendet werden, ist nur Sound von jeweils einer Babyeinheit zu hören (die Babyeinheit, die den Sound sendet, wird in der Infoleiste hervorgehoben). Bei einem geteilten Bildschirm wird der von der Babyeinheit gesendete Sound im Bildschirm als ein Lautsprechersymbol rechts neben den CAM-Symbolen dargestellt.

BABYEINHEIT-ANSICHT UND GESENDETEN SOUND WECHSELN

Wenn mehrere Babyeinheiten vorhanden sind, kann das Bild jeder Babyeinheit einzeln angezeigt oder der Bildschirm unterteilt werden.


AN MODELL AC337, AC327 UND AC320

1. An der Elterneinheit die Ansichtsmodus-Taste drücken.
2. Die bevorzugte Babyeinheit oder die geteilte Ansicht auswählen.
 - In der geteilten Ansicht kann der Sound der jeweils sendenden Babyeinheit mit der entsprechenden Taste an der Elterneinheit gewechselt werden.



AN MODELL AC527

1. Im ersten Menü die Ansichtsmodus-Taste drücken.
2. Die bevorzugte Babyeinheit oder die geteilte Ansicht auswählen.




! WICHTIG

- Am Symbol CAM1 oder CAM2 im Menü ist zu erkennen, welche Babyeinheit derzeit Sound sendet.
- Bei der geteilten Ansicht sind einige Funktionen nicht verfügbar (abgeblendet).

VERBINDEN DER ZUSÄTZLICHEN SENSORMATTE MIT DER NEUEN KAMERA (FÜR MODELL ACAM2)

Beim Verbinden der zweiten Sensormatte mit der zweiten Babyeinheit ist darauf zu achten, dass die zweite Babyeinheit zuerst mit der Elterneinheit verbunden wird.

1. Die Batterien beider Sensormatten entfernen (sofern zwei vorhanden sind).
2. Babyeinheit 2 im Ansichtsmodus auswählen.
 - Sicherstellen, dass CAM2 ausgewählt wird, um die Einstellungen von Babyeinheit 2 und Sensormatte 2 zu ändern.
3. Ins Menü der allgemeinen Einstellungen wechseln.
4. Zum Verbindungssymbol navigieren.
5. Im Verbindungsmenü das Symbol von Sensormatte 2 auswählen.
6. Die Batterie in Sensormatte 2 einlegen (die zusätzliche Sensormatte). Sie wird dadurch automatisch aktiviert.
7. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das grüne Symbol für eine erfolgreiche Verbindung im Bildschirm und das Symbol „OK, verbunden“ im Menü.
8. Andernfalls erscheint das rote Symbol eines Verbindungsfehlers im Bildschirm. Der Verbindungsversuch muss wiederholt werden.
9. Sie können nun die Batterie von Sensormatte 1 wieder einsetzen.



! WICHTIG

Der Bedienungsanleitung des vorliegenden Modells (www.angelcarebaby.com/manuals) sind weitere Informationen zur Vorbereitung der Sensormatte zu entnehmen:

- Die zusätzliche Babyeinheit und Sensormatte müssen mindestens 2 Meter (6,5 Fuß) von der vorhandenen Babyeinheit und Sensormatte entfernt positioniert werden, um deren Leistung nicht zu beeinträchtigen.
- Das Babyphone vor der ersten Verwendung testen.
- Immer vor der Verwendung und in regelmäßigen Zeitabständen (bevor das Baby ins Bett gelegt wird) sicherstellen, dass die Sensormatte keine Bewegungen oder Vibrationen in ihrer Umgebung wahrnimmt.
- Das Babyphone immer dann testen, wenn die Position der Sensormatte verändert wurde.
- Falls das Kinderbett keine feste, stabile Unterseite hat, die vollständig eben ist, eine Hartfaserplatte zwischen die Unterseite des Kinderbetts und die Sensormatte legen (siehe Spezifikation im Handbuch).

D
E

2- PROBLEMBEHANDLUNG

- Dieses Produkt ist ein Zusatz zu Ihrem Angelcare Babyphone. Vollständige Anweisungen zur Bedienung der Kamera sind der Anleitung Ihres Angelcare Babyphones zu entnehmen.

TECHNISCHE DATEN

Reichweite: Offenes Gelände (freie Fläche ohne Hindernisse):

- Zwischen Babyeinheit und Elterneinheit: bis zu 250 Meter (820 Fuß)
- Zwischen Babyeinheit und Sensormatte: bis zu 6 Meter (20 Fuß)

Anzahl Kanäle:

19 Kanäle

Stromversorgung:

Netzteil für Babyeinheit 100-240 VAC / 5 VDC 0,6 A
1 mitgelieferte CR2450-3V-Lithiumbatterie für Modell ACAM2 (drahtlose Sensormatte)

Vorsicht: Zur Minderung von Stromschlaggefahr dieses Produkt niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Explosionsgefahr bei falsch eingelegten Batterien. Die für die Elterneinheit mitgelieferte Batterie ist ein vom Benutzer austauschbarer Lithium-Ionen-Akku. Nur die von Angelcare empfohlene Ersatzbatterie verwenden. Die Batterie für die Sensormatte ist eine vom Benutzer austauschbare Lithium-Batterie (keine Lithium-Ionen-Batterie) und ist NICHT aufladbar. Für Informationen zu Ersatzbatterien wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Angelcare: www.angelcarebaby.com oder einen Händler in Ihrer Nähe. Hinweise zur Verwendung liegen der Ersatzbatterie bei. Akkus und Batterien jeglicher Art von Kindern fernhalten.

Nur EU – ErP-Konformität

NUR DIE NETZTEILE DER MARKE ANGELCARE® MIT FOLGENDEN MODELLNUMMERN VERWENDEN:
EU (EINSCHLIESSLICH DEUTSCHLAND) -
MODELLNUMMER: K05S050060G
UK - MODELLNUMMER: K05S050060B

Batterien:

• VORSICHT: BEI DER VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

Funkübertragung:

Die Funkübertragung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit erfolgt auf einer Frequenz von 2,4 GHz.

Die Funkübertragung zwischen Babyeinheit und der Sensormatte erfolgt für Modell ACAM2 auf einer Frequenz von 2,4 GHz.

Maximal übertragene HF-Leistung:

20 dBm (100 mW) zwischen Babyeinheit und Elterneinheit
4 dBm (2,5 mW) zwischen Babyeinheit und Sensormatte für Modell ACAM2

Angelcare Monitors Inc. erklärt hiermit, dass dieses Babyphone der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse eingesehen werden:

www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

Unter www.angelcarebaby.com finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung mit dem kompletten Wortlaut der Übereinstimmungserklärungen.

UMWELTSCHUTZ

Die Mülltonnensymbole bedeuten, dass Ihr Produkt und/oder dessen Batterie nach örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Produkte/Batterien sind am Ende ihrer Nutzungsdauer an eine von lokalen Behörden genannte Sammelstelle zu bringen. Die separate Sammlung und das Recyclen tragen zur Schonung von Ressourcen und zum Schutz der Gesundheit und Umwelt bei. In der Bedienungsanleitung die Hinweise zum Entfernen der Batterien beachten.

Siehe Produkt für Compliance-Kennzeichen spezifisch für dieses Gerät.



KUNDENDIENST – GARANTIE

Angelcare® garantiert dem ursprünglichen Eigentümer dieses Produkts, dass das Angelcare® Babyphone für die Garantielaufzeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (entnehmen Sie die Garantielaufzeit für Ihr Land bitte der nachstehenden Tabelle). Sollte dieses Überwachungssystem bei vorschriftsmäßiger Verwendung unter normalen Bedingungen während der Garantielaufzeit nicht mehr richtig funktionieren, wird Angelcare® das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen. Bitte lassen Sie sich die Garantie und die Garantielaufzeit von Ihrem örtlichen Händler bestätigen.

Im Garantiefall muss dem Produkt ein Kaufbeleg beigelegt werden, z. B. eine Quittung oder ein sonstiger Nachweis, dass der Garantiezeitraum für das Babyphone noch nicht abgelaufen ist. Angelcare® wird die Kosten für die Reparatur oder den Austausch des Produkts und den Rückversand an Sie übernehmen.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die infolge von unsachgemäßer Pflege, durch einen Unfall, durch falsche Spannungsversorgung oder durch unsachgemäße Verwendung anderer Art beschädigt wurden. Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn der Eigentümer das Produkt selbst repariert oder in irgendeiner Weise technisch verändert hat. Angelcare® haftet nicht

für zufällige Schäden oder Folgeschäden in Bezug auf dieses Produkt. Im Rahmen der Garantie ist auch jegliche über das vorstehend Gesagte hinaus gehende Haftung ausgeschlossen. Es werden keine weiteren Garantien geleistet.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Produkte und Zubehörelemente, die nicht von der Marke Angelcare® stammen, ebenso Probleme, die aus einer von der Bedienungsanleitung abweichenden Verwendung, einer Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder aus der Verwendung von Zubehörelementen, Bauteilen oder Komponenten herrühren, die nicht von Angelcare geliefert wurden.

DIE RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN KÖNNEN VON LAND ZU LAND VARIEREN. IN MANCHEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT, SODASS DIE VORSTEHENDEN BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN.

WIR SIND IN KEINER WEISE FÜR ERGEBNISSE VERANTWORTLICH, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS RESULTIEREN.

Garantielaufzeit nach Ländern	
Nordamerika, Großbritannien, Südafrika, Russland	1 Jahr
Andere Länder	2 Jahre

Kontaktinformationen

WICHTIG! Dieses Angelcare® Babyphone ist ein Pflegeprodukt. Dieses Produkt bitte nicht zum Händler zurückbringen. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bevor Sie das Produkt zurücksenden.

Wir von Angelcare® stehen zu all unseren Produkten. Sollten Sie nicht restlos zufrieden sein oder irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bevor Sie das Produkt zurücksenden:

USA und Kanada: Bitte kontaktieren Sie uns unter: info@angelcarebaby.com

Andere Länder: Sie finden einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe auf unserer Website: angelcarebaby.com/distributors

WEITERE INFORMATIONEN

Um weitere Informationen zu erhalten, schauen Sie sich die **Vorbereitungsvideos** und andere Funktionalitäten auf unserer Website an.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Québec) J5R 6A6
Canada

Model ACAM1

Extra babytoestel

Compatibel met:

AC527, AC337, AC327 en AC320




Model ACAM2

Extra babytoestel
en bewegingssensorpad

Compatibel met:

AC527, AC337, AC327 en AC320



⚠ WAARSCHUWING

Bewaar de gebruikershandleiding voor later gebruik. Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt. Wanneer u de waarschuwingen en instructies niet opvolgt, kan dat ernstig letsel of overlijden of beschadiging van het product tot gevolg hebben.

BELANGRIJK - BEOOGD GEBRUIK

Dit product is NIET bedoeld om wiegendood te voorkomen en mag hier dan ook NIET voor worden gebruikt. Dit product is NIET bedoeld voor de diagnose, behandeling, verlichting, genezing of het voorkomen van enige ziekte of aandoening. Dit is een product om de bewegingen van gezonde baby's in de gaten te houden en kan de ouderlijke zorg niet vervangen.

Deze babymonitor voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische velden en is veilig in gebruik, mits gebruikt conform de beschrijving in de Gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN

1. Vanwege het ernstige wurgingsgevaar voor baby's en peuters moeten ouders en verzorgers de volgende waarschuwingen in acht nemen



WAARSCHUWING -

Wurgingsgevaar: er zijn kinderen verstrikt geraakt in snoeren en gewurd

- **HOUD** het babytoestel en adaptersnoeren **BUITEN** bereik van kinderen (op minimaal 1 meter afstand)
- Gebruik **NOOIT** een verlengsnoer met adapters. Gebruik **UITSLUITEND** de meegeleverde adapters
- **Dit product is GEEN speelgoed. Laat kinderen er NOOIT mee spelen**

2.

WAARSCHUWING - BEWEGINGSSENSORPAD - GEEN ALARM

- Trillingen en bewegingen die niet door de baby worden veroorzaakt, kunnen worden gedetecteerd door de sensorpad en kunnen de prestaties van uw Angelcare-monitor nadelig beïnvloeden
- Het alarm klinkt niet als de pad andere bewegingen detecteert dan van uw baby
- Bij een hoog ingestelde gevoeligheid kunnen trillingen en beweging van andere bronnen worden opgepikt; lees de instructies voor een correcte instelling van de gevoeligheid
- Bewegingen van andere actieve en oudere baby's (peuters) in dezelfde ruimte kunnen worden gedetecteerd, en dan zal er geen alarm klinken
- Zorg dat er in de omgeving van de baby geen andere bewegingen of trillingen

3. Gebruik **GEEN** draagbaar ledikantje of andere ledikantaccessoires die bewegingen of trillingen kunnen produceren

4. Ventilatoren (ook aan het plafond), wasmachines, vloerplaten, centrale verwarming of luide muziek genereren allemaal vormen van beweging en trillingen die kunnen worden gedetecteerd door de sensorpad en de signalering kunnen verstoren

5. Plaats het extra babytoestel met de extra sensorpad op minimaal 2 m afstand van een bestaand babytoestel en sensorpad om te voorkomen dat ze de prestaties van de bestaande apparatuur beïnvloeden.

6. Gebruik dit **NIET** met een ledikantje dat tegen het bed van de ouder/verzorger aan staat, omdat de sensorpad dan ook de bewegingen van de ouder/verzorger zal detecteren

7. Plaats het ledikantje **NIET** tegen een muur of plint, omdat hiervan trillingen kunnen worden gedetecteerd

8. Als de baby uit het ledikantje is gehaald, kunnen bij sommige matrassen nog bewegingen worden

gedetecteerd doordat de matras zijn oude vorm aanneemt en dan klinkt er geen alarm

9. Zorg dat het ledikantje stabiel staat zodat dit zelf niet beweegt

10. Plaats het ledikantje zo dat het niet kan worden aangeraakt vanuit een ander ledikantje of bed

11. Gebruik **GEEN** andere draadloze apparaten in dezelfde ruimte als de babymonitor (zoals een mobiele telefoon of magnetron). Deze kunnen het signaal en de prestaties verstoren

12. De sensorpad is van plastic en laat geen lucht door. Daardoor kan er onder de matras schimmel ontstaan op de plek waar de sensorpad ligt. We adviseren de matras regelmatig te keren en te luchten/drogen om schimmelvorming te voorkomen. **VERMIJD CONTACT MET VOCHT.** Veeg de plek schoon met een droge, pluisvrije doek

13. De sensorpad is niet geschikt voor gebruik bij kinderen ouder dan 24 maanden

14. Dit product kan verantwoordelijk toezicht door een volwassene niet vervangen

- Het product is bedoeld als hulp bij het in het oog houden van uw kind. Ook wanneer u de babymonitor gebruikt, moet u zelf de veiligheid van uw kind goed in de gaten houden
- Gebruik dit toestel UITSLUITEND in overeenstemming met de beoogde doelen die in deze handleiding zijn beschreven

15. De sensorpad is niet bedoeld om te controleren of een kind het ledikantje uit is

16. Ga ALTIJD onmiddellijk kijken of uw baby in orde is als een alarm klinkt

17. Houd snoeren buiten bereik van kinderen

18. Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde laders en AC-adapters. Gebruik geen andere soorten, want deze kunnen het apparaat en de batterijset (indien meegeleverd in uw model) beschadigen

19. Installatie moet door volwassenen geschieden. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen

20. Volg de voorschriften en test deze babymonitor en de functies om u er vertrouwd mee te maken voordat u HET apparaat in gebruik neemt. Controleer ALTIJD of zowel de zender als de ontvanger goed werken en of deze binnen elkaars bereik zijn - controleer dit periodiek en wanneer u het babytoestel verplaatst

21. Raak de contactpunten NIET aan, zeker niet met een scherp of metalen voorwerp

22. Gebruik de babymonitor NIET in de buurt van water. Zorg ervoor dat er GEEN voorwerpen op de toestellen vallen en dat er geen vloeistoffen worden gemorst op of in de sensorpad of de toestellen



23. Houd de babymonitor UIT DE BUURT van warmtebronnen (zoals kachels en radiatoren). Warmte kan de behuizing of elektrische onderdelen beschadigen

24. Zet zowel het babytoestel als het oudertoestel ALTIJD rechtop op een vlakke ondergrond en zorg voor voldoende VENTILATIE. Plaats de babymonitor NIET op een bank, kussen, bed of een andere plaats waar de ventilatie kan worden belemmerd of zodanig dat het geluid wordt gedempt of de normale luchtstroom wordt belemmerd

25. De babymonitor kan alleen worden gebruikt bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C

WAARSCHUWINGEN EN

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN:

SPECIAAL VOOR DE BATTERIJ

26. Houd alle batterijen ALTIJD buiten bereik van kinderen

27. De batterij in het oudertoestel is een verwisselbare Li-ionbatterij. De draadloze sensorpad werkt op een verwisselbare lithiumknoopcelbatterij. Gebruik uitsluitend door Angelcare aanbevolen batterijen (zie de Technische specificaties)

- Als het verkeerde type batterij wordt gebruikt of als een batterij niet goed wordt geplaatst, ontstaat er ontappingsgevaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het juist plaatsen van een batterij

- Zorg dat er GEEN kortsluiting ontstaat tussen de contactpunten

28. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen naast elkaar, en gebruik alleen door Angelcare aanbevolen batterijen (zie de Technische specificaties)

29. Dit product bevat een knoopcelbatterij die bij inslikken in minder dan 2 uur inwendige chemische brandwonden kan veroorzaken en overlijden kan veroorzaken. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als u u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u direct een arts raadplegen.

30. De knoopcelbatterij is een klein onderdeel en levert verstikkingsgevaar op – uit de buurt van kinderen houden.

31. Wees voorzichtig met batterijen om ervoor te zorgen dat geen kortsluiting ontstaat door geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels

32. Voorkom overbelasting, kortsluiting, tegenstroom, beschadiging of verbranding van batterijen om het volgende te vermijden: vrijkomen van giftige stoffen, vrijkomen van stikstof en/of zuurstof, gas en een stijging van de oppervlaktetemperatuur

33. Probeer NIET om meegeleverde of voor dit product goedgekeurde batterijen op te laden als deze hiervoor niet bedoeld zijn. De batterijen kunnen bijtende stoffen gaan lekken of opblazen

34. Let erop dat de minpolen niet op de pluspolen worden aangesloten. Wanneer batterijen in de tegengestelde richting worden geplaatst, kunnen ze worden opgeladen, wat lekkage of ontploffing kan veroorzaken

35. Verwijder de batterijen uit de toestellen als u het product langer dan 30 dagen opbergt, aangezien batterijen kunnen gaan lekken en het product kunnen beschadigen

36. Breng lege batterijen zo snel mogelijk naar een inzamelingspunt. De kans op lekken is namelijk groter als u lege batterijen in de toestellen laat zitten. Gooi lekkende of opbollende batterijen op verantwoorde wijze weg

37. Bewaar dit product of de meegeleverde of voor dit product goedgekeurde batterijen NIET op een plaats met hoge temperaturen of een hoge vochtigheid en vermijd direct zonlicht

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

38. Sensorpad –

- Als het ledikantje geen stevig, stabiel oppervlak, volledig vlak oppervlak heeft of een springveer- of lattenbodem heeft, legt u een plaat hardboard tussen de bedbodem en de sensorpad om de goede werking te garanderen (zie specificatie in STAP 2)

- De sensorpad werkt met standaard veren- en schuimmatrassen, maar niet met matrassen die geheel of gedeeltelijk van traagschuim zijn gemaakt, matrassen met een holle-vezelconstructie en waterbedden. Neem contact op met Angelcare wanneer u niet zeker weet of uw matras geschikt is

39. Deze babymonitor gebruikt openbare radiogolven om signalen door te geven. Het oudertoestel kan signalen opvangen van andere babytoestellen in de buurt of erdoor worden verstoord. Ook kunnen signalen van uw babymonitor worden ontvangen in andere huishoudens. Om uw privacy te beschermen, moet u ervoor zorgen dat beide toestellen op UIT staan als u ze niet gebruikt

40. Netsnoerbescherming: voorkom dat u op de elektriciteitskabel van de adapter stapt of

dat deze klem komt te zitten tussen meubels of andere zaken – Netsnoeren moeten te worden aangebracht dat u er niet op kunt gaan staan en dat ze niet ingeklemd kunnen worden; let daarbij vooral goed op snoeren en stekkers, een goed bereikbaar stopcontact en het aansluitpunt van het snoer op het product. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden, op een plaats waar u makkelijk bij kunt. Steek de adapter in het dichtstbijzijnde stopcontact waar u makkelijk bij kunt. Loskoppelen van het net doet u door de stekker van de adapter uit het stopcontact te verwijderen

41. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde aanvullende onderdelen/accessoires en vervangende onderdelen. Houdt u bij het bevestigen van het toestel aan de instructies van de fabrikant

- Plaats dit product NIET op een wankel wagentje, rek, driepoot, plank of tafel. Het toestel zou daardoor kunnen vallen en een kind of volwassene ernstig letsel toebrengen en het toestel kunnen beschadigen
- Gebruik ALLEEN de standaard die met het product wordt verkocht
- Gebruik alleen door Angelcare geleverde vervangende onderdelen met dezelfde kenmerken

als de oorspronkelijke onderdelen. Het gebruik van niet-erkende onderdelen kan brand en elektrische schokken tot gevolg hebben

42. Haal de stekker van dit toestel bij onweer of als u het lange tijd niet gebruikt, uit het stopcontact

43. Reparatie: probeer dit product NIET zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van de behuizing (afgezien van het batterijklepje) kunt u in aanraking komen met gevaarlijke voltages of andere gevaren

- **Voedingsbron:** zie de Technische specificaties in deze handleiding

44. Overbelasting: voorkom dat wandcontactdozen, verlengsnoeren of stopcontacten worden overbelast, omdat dit het risico op brand of een elektrische schok kan opleveren

45. Antenne van het babytoestel: de antenne voor deze zender moet worden geïnstalleerd op ten minste 20 cm afstand van personen en mag niet in combinatie of samen met een andere antenne of zender worden gebruikt

46. Reiniging: haal de stekker uit het stopcontact van alle toestellen voordat u ze schoonmaakt. Dompel GEEN ENKEL onderdeel van de babyfoon onder in water. Reinig ze uitsluitend met een droge doek


INSTALLATIEVEREISTEN

INHOUD VAN DE DOOS


- 1 Babytoestel
- 2 Standaard (voor babytoestel)
- 3 AC-adapter
- 4 Sensorpad (voor model ACAM2)
- 5 CR2450-batterij voor sensorpad (model ACAM2)
- 6 Bevestigingsmateriaal (voor wandmontage)

WAT U VERDER NODIG HEBT


Hardboard plaat als het ledikantje geen stevig oppervlak heeft (voor model ACAM2)








1- INSTALLATIE VAN HET BABYTOESTEL






Zet het babytoestel met het adaptersnoer op minimaal **1 meter** afstand van het ledikant



HET EXTRA BABYTOESTEL KOPPELEN

1. Zet het oudertoestel AAN en laat het extra babytoestel nog UIT
2. Ga naar het algemene instellingenmenu.
3. Ga naar het menu voor koppelen
4. Selecteer in het koppelingsmenu het pictogram voor babytoestel 2 
5. Het verbindingspictogram  verschijnt op het scherm
6. Zet babytoestel 2 (het extra babytoestel) aan en druk op de knop voor pauze/koppelen hiervan. Houd deze ingedrukt tot het aan/uit-lampje (AC327 en AC320) of de temperatuurandauiding (AC337 en AC527) begint te knipperen
7. Als het toestel is verbonden, verschijnt het groene pictogram voor een geslaagde koppeling  op het scherm en verschijnt in het menu het pictogram dat de koppeling OK is 
8. Anders verschijnt het rode pictogram dat aangeeft dat de koppeling mislukt is  op het scherm. Probeer het dan opnieuw



BELANGRIJK




- Controleer of CAM2 is geselecteerd en geluid uitzendt wanneer u de instellingen van uw extra babytoestel wilt aanpassen
- Wanneer u twee babytoestellen gebruikt, hoort u slechts van één babytoestel tegelijk het geluid (het babytoestel waarvan het geluid wordt uitgezonden wordt gemarkeerd in de informatiebalk). In gesplitst scherm wordt het geluid dat wordt overgebracht vanuit het babytoestel op het scherm aangegeven met een luidsprekerpictogram rechts van de CAM-pictogrammen

SCHAKELN TUSSEN BEELD EN UITZENDGELUID VAN VERSCHILLENDE BABYTOESTELLEN

Wanneer u meerdere babytoestellen hebt, kunt u de beelden van elk babytoestel apart weergeven of op een gesplitst scherm bekijken


OP MODEL AC337, AC327 EN AC320

1. Druk op de knop voor weergavemodus op het oudertoestel
2. Selecteer het babytoestel van uw voorkeur of de gesplitste weergave
 - In gesplitste weergave kunt u het geluid van het uitzendende babytoestel wijzigen met de knop voor het schakelen tussen babytoestellen voor de geluidsweggeve van het oudertoestel



OP MODEL AC527

1. Druk op de knop voor weergavemodus in het eerste menu
2. Selecteer het babytoestel van uw voorkeur of de gesplitste weergave






BELANGRIJK

- Het pictogram CAM1 of CAM2 wordt weergegeven in het menu om aan te geven welk babytoestel geluid uitzendt
- In gesplitste weergave is deze functie niet beschikbaar (wordt lichter gekleurd weergegeven)

DE EXTRA SENSORPAD KOPPELEN MET UW NIEUWE CAMERA (VOOR MODEL ACAM2)

Wanneer u de tweede sensorpad wilt verbinden met het tweede babytoestel, moet u eerst het tweede babytoestel koppelen met het oudertoestel

1. Verwijder de batterijen uit beide sensorpads (als u er twee hebt)
2. Selecteer Babytoestel 2 in de weergavemodus
• Controleer of CAM2 is geselecteerd om de instellingen te wijzigen van babytoestel 2 en sensorpad 2
3. Ga naar het algemene instellingenmenu
4. Selecteer het pictogram voor koppelen
5. Selecteer in het koppelingsmenu het pictogram voor sensorpad 2
6. Plaats de batterij in sensorpad 2 (de extra sensorpad). De sensorpad wordt automatisch actief
7. Als het toestel is verbonden, verschijnt het groene pictogram voor een geslaagde koppeling op het scherm en verschijnt in het menu het pictogram dat de koppeling OK is
8. Anders verschijnt het rode pictogram dat aangeeft dat de koppeling mislukt is op het scherm. Probeer het dan opnieuw
9. U kunt nu de batterij van sensorpad 1 terugplaatsen



BELANGRIJK

Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding bij uw bestaande model (op www.angelcarebaby.com/manuals) voor meer informatie over de instelling van de sensorpad:

- Plaats het extra babytoestel met de extra sensorpad op minimaal 2 m afstand van een bestaand babytoestel en sensorpad om te voorkomen dat ze de prestaties van de bestaande apparatuur beïnvloeden
- Test uw babymonitor voor het eerste gebruik
- Controleer voor het eerste gebruik en daarna regelmatig (voordat u het kind in het ledikantje legt) of de sensorpad geen bewegingen of trillingen in de omgeving detecteert
- Test de babymonitor telkens nadat u de sensorpad hebt verplaatst
- Als het ledikantje geen stevig, stabiel oppervlak, volledig vlak oppervlak heeft, legt u een plaat hardboard tussen de bedbodem en de sensorpad (raadpleeg de specificaties in uw handleiding)

2- PROBLEEM OPLOSSEN

- Dit product is een aanvulling op uw Angelcare-babymonitor. Raadpleeg de instructiehandleiding bij uw Angelcare-babymonitor voor volledige bedieningsinstructies voor de camera.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bereik: open ruimte (open ruimte zonder obstakels):

- Tussen het babytoestel en het oudertoestel: maximaal 250 meter
- Tussen het babytoestel en de sensorpad: maximaal 6 meter

Aantal kanalen:

19 kanalen

Voedingsbron:

100-240 V AC / 5V DC 0,6A-adapter voor het babytoestel
1 CR2450 3V-lithiumbatterij meegeleverd voor model ACAM2 (draadloos sensorpad)

Waarschuwing: zorg dat het toestel niet in aanraking komt met regen of vocht om het risico van elektrische schokken te verminderen.

Ontploffingsgevaar indien de batterijen onjuist worden vervangen. De voor het oudertoestel meegeleverde batterij is een verwisselbare oplaadbare Li-ionbatterij. Gebruik uitsluitend door Angelcare aanbevolen vervangingsbatterijen. De batterij voor de sensorpad is een verwisselbare oplaadbare lithiumbatterij (niet Li-ion) en is NIET oplaadbaar. Neem voor meer informatie over het vervangen van batterijen contact op met de klantenservice van Angelcare: www.angelcarebaby.com of neem contact op met uw lokale distributeur. Bij de nieuwe batterij zijn instructies bijgesloten. Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen.

Alleen EU: ErP-naleving

· GEBRUIK UITSLUITEND VOEDINGSBRONNEN VAN HET MERK ANGELCARE® MET DE VOLGENDE MODELNUMMERS:
· EU (INCLUSIEF DUITSLAND) - MODELNUMMER: K05S050060G
· GB - MODELNUMMER: K05S050060B

Batterijen:

- WAARSCHUWING: ONTPLOFFINGSRISICO INDIEN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE IS VERVANGEN

Gegevensoverdracht:

Gegevensoverdracht tussen het oudertoestel en het babytoestel verloopt over de 2,4 GHz frequentie
Gegevensoverdracht tussen het babytoestel en de sensorpad verloopt over de 2,4 GHz frequentie voor model ACAM2

Maximaal overgedragen RF-vermogen:

20 dBm (100 mW) tussen het babytoestel en het oudertoestel

4 dBm (2,5 mW) tussen het babytoestel en de sensorpad voor model ACAM2

Angelcare Monitors Inc. verklaart hierbij dat deze babyfoon voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EG.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.angelcare-baby.com/declaration-of-conformity

Ga naar: www.angelcarebaby.com voor de volledige gebruikershandleiding met alle conformiteitsverklaringen.

BESCHERM HET MILIEU

De vuilnisbaksymbolen geven aan dat het product en/of de batterij ervan volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van het huishoudelijke afval moeten worden weggegooid. Producten/batterijen die aan het eind van hun levensduur zijn gekomen, moet u naar een inzamelpunt van uw gemeente brengen. De gescheiden inzameling en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen te sparen en gezondheid van mens en milieu te beschermen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het verwijderen van batterijen.

Zie het product voor compliancemarkeringen specifiek voor dit toestel.



KLANTENSERVICE - BEPERKTE GARANTIE

Angelcare® garandeert de eerste eigenaar van dit product dat de Angelcare®-babymonitor vrij is van materiaal- en fabricagefouten, voor de duur van de garantieperiode (raadpleeg de onderstaande tabel om te zien hoe lang de garantieperiode voor uw land is). Als dit systeem, bij gebruik onder normale omstandigheden en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing, binnen de garantieperiode niet meer goed functioneert, zullen wij het product naar eigen inzicht kosteloos repareren of vervangen. Neem contact op met uw lokale distributeur om de garantie en de garantieperiode te verifiëren.

Het product moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs, hetzij een verkoopbon of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat het systeem nog binnen de garantieperiode valt. Angelcare® draagt de kosten van reparatie of vervanging van het product, evenals de verzendkosten van de retourzending naar de koper.

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist onderhoud, een ongeluk, een verkeerde spanningsbron of een andere vorm van onjuist gebruik. De garantie is ook ongeldig als de eigenaar het product op enigerlei wijze repareert of verandert. Angelcare® is niet aansprakelijk voor

enige incidentele of gevolgschade met betrekking tot dit product. De garantie sluit ook alle andere aansprakelijkheid dan hierboven omschreven uit. Er wordt geen andere garantie gegeven.

Deze garantie geldt niet voor producten en accessoires die niet het Angelcare®-merk dragen, of voor problemen die het gevolg zijn van gebruik in afwijking van de producthandleiding, het niet volgen van de producthandleiding of problemen veroorzaakt door gebruik van andere dan door Angelcare geleverde accessoires, onderdelen of componenten.

WETTELIJKE RECHTEN VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND. IN SOMMIGE LANDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE UITKOMST DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

Duur garantieperiode per land	
Noord-Amerika, GB, Zuid-Afrika, Rusland	1 jaar
Andere landen	2 jaar

Contactgegevens

BELANGRIJK! Deze Angelcare®-babymonitor is een persoonlijk verzorgingsproduct. Breng het product niet terug naar de winkel. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw distributeur voordat u dit product terugbrengt.

Bij Angelcare® staan we achter al onze producten. Als u niet volledig tevreden bent of vragen hebt, neem dan contact op met uw distributeur voordat u dit product terugbrengt:

Verenigde Staten en Canada: neem contact met ons op via: info@angelcarebaby.com

Andere landen: uw lokale distributeur kunt u vinden op onze website: angelcarebaby.com/distributors

VOOR MEER INFORMATIE

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u de **installatievideo's** en informatie over andere functies bekijken op onze website.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Québec) J5R 6A6
Canada


Modello ACAM1

Unità bambino supplementare
Compatibile con i modelli
AC527, AC337, AC327 e AC320



Modello ACAM2

Unità bambino supplementare
e materassino con sensore di movimento
Compatibile con i modelli
AC527, AC337, AC327 e AC320



AVVERTENZA

Conservare il manuale d'uso per future consultazioni. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare il prodotto. L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare gravi lesioni, morte o danni al prodotto.

IMPORTANTE - USO PREVISTO

Questo prodotto **NON** è indicato e **NON** deve essere utilizzato per prevenire la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).

Questo prodotto **NON** è indicato per diagnosticare, trattare, alleviare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione.

Questo prodotto è stato progettato per monitorare i movimenti di bambini sani e non sostituisce la sorveglianza effettuata da un adulto responsabile.

Questo baby monitor è conforme a tutte le norme vigenti in materia di campi elettromagnetici ed è sicuro se utilizzato come descritto nel manuale d'uso.

AVVERTENZE

1. A causa del grave rischio di strangolamento per neonati e bambini piccoli, i genitori e gli adulti che accudiscono il bambino devono attenersi alle seguenti avvertenze



AVVERTENZA – Pericolo di strangolamento

– I bambini possono **STRANGOLARSI** con i cavi

- **TENERE** l'unità bambino e i cavi dell'adattatore **FUORI** dalla portata dei bambini (a oltre 1 metro di distanza)
- **NON UTILIZZARE MAI** prolunghes con gli adattatori. **UTILIZZARE SOLO** gli adattatori in dotazione
- **Questo prodotto NON è un giocattolo. Non permettere MAI ai bambini di giocarci**

2.

AVVERTENZA – **MATERASSINO CON SENSORE DI MOVIMENTO – NESSUN ALLARME**

- È possibile che il materassino con sensore rilevi fonti di vibrazioni e movimenti non generati dal bambino, che interferiscono con le prestazioni del monitor Angelcare.
- L'allarme non suona se il dispositivo rileva movimenti non provenienti dal bambino
- L'impostazione della sensibilità su un livello elevato può rilevare altre fonti di vibrazione e movimento. Leggere le istruzioni per regolare il livello di sensibilità sui valori corretti
- È possibile che vengano rilevati i movimenti di altri bambini presenti nella stessa stanza e l'allarme non suona
- Assicurarsi che l'ambiente del bambino sia **PRIVO** di movimenti o vibrazioni durante l'utilizzo del materassino con sensore. Leggere le avvertenze da 3 a 11 riportate di seguito

3. **NON** utilizzare giostrine o altri accessori da lettino che possono produrre movimenti o vibrazioni

4. Ventilatori (inclusi quelli a soffitto), lavatrici, pavimenti, riscaldamento centralizzato o musica ad alto volume sono tutti fonti di movimenti e vibrazioni e possono interferire ed essere rilevati dal materassino con sensore

5. Posizionare l'unità bambino supplementare e il materassino con sensore ad almeno 2 metri da altri dispositivi in uso, unità bambino e materassino con sensore, per evitare che interferiscano con le prestazioni.

6. **NON** utilizzare con un lettino affiancato al letto dei genitori o di chi accudisce il bambino poiché il materassino con sensore rileverà i loro movimenti

7. **NON** collocare il lettino a contatto con una parete o un battiscopa per evitare che vengano rilevate vibrazioni

8. Dopo aver tolto il bambino dal lettino, è possibile che alcuni materassini rilevano ancora movimento per la caratteristica di alcuni materassi a riprendere la forma originale e non si attiva l'allarme sonoro

9. Assicurarsi che il lettino sia stabile per eliminare ogni movimento

10. **NON** collocare il lettino troppo vicino a un altro lettino o a un letto

11. **NON** utilizzare altri dispositivi wireless nella stessa stanza del monitor (tra cui telefoni cellulari, forni a microonde...). Possono interferire con il segnale e le prestazioni

12. Il materassino con sensore è prodotto in plastica e non consente la circolazione di aria. È pertanto possibile che si formi muffa al di sotto del materasso nell'area del materassino con sensore. Si suggerisce di ruotare e capovolgere periodicamente il materasso per evitare la formazione di muffa. **EVITARE IL CONTATTO CON L'UMIDITÀ.** Pulire con un panno asciutto privo di lanugine.

13. Il materassino con sensore non è destinato all'utilizzo per un'età superiore a 24 mesi

14. Questo prodotto non sostituisce la diretta supervisione da parte di un adulto responsabile

• Questo prodotto è stato progettato come un supporto al monitoraggio dei bambini. Durante l'utilizzo del monitor, è sempre necessaria la supervisione di un adulto per tutelare la sicurezza del bambino.

• Utilizzare il presente dispositivo **ESCLUSIVAMENTE** per gli scopi previsti descritti in questo manuale

15. Il materassino con sensore non è progettato per determinare se un bambino è sceso dal lettino

16. Assicurarsi SEMPRE di andare a controllare immediatamente il bambino ogni volta che suona l'allarme

17. Tenere i cavi fuori dalla portata di TUTTI i bambini

18. Utilizzare ESCLUSIVAMENTE gli adattatori di alimentazione e i caricabatterie in dotazione. Non utilizzare altri tipi per evitare di danneggiare il dispositivo e il pacco batterie (se incluso nel modello)

19. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Durante il montaggio assicurarsi di tenere fuori dalla portata dei bambini i componenti di piccole dimensioni

20. Seguire le istruzioni e verificare il monitor e le sue funzioni per acquisire familiarità prima dell'utilizzo effettivo. Assicurarsi SEMPRE del corretto funzionamento sia del trasmettitore sia del ricevitore e che siano posizionati a una giusta distanza tra di loro. Verificare periodicamente e quando si cambia la posizione dell'unità bambino

21. NON toccare i connettori soprattutto con oggetti metallici o appuntiti

22. NON utilizzare il baby monitor in prossimità di acqua. Prestare attenzione in modo che gli oggetti NON cadano sulle unità e che non vengano rovesciati liquidi su alcuna unità o nelle fessure del materassino con sensore



23. Tenere il monitor LONTANO dalle fonti di calore, quali stufe, radiatori, ecc. Il calore potrebbe danneggiare l'involucro esterno o i componenti elettrici

24. Posizionare SEMPRE l'unità bambino e l'unità genitore in posizione verticale su una superficie piana solida, garantendo un'adeguata VENTILAZIONE. NON collocare le unità su divani, cuscini, letti, ecc., che potrebbero impedire la corretta ventilazione o in un luogo che potrebbe attutire il suono o interferire con il normale flusso di aria

25. È possibile utilizzare il baby monitor esclusivamente a una temperatura compresa tra 10 °C e 40 °C

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELLE BATTERIE

26. Tenere SEMPRE tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini

27. La batteria dell'unità genitore è una batteria agli ioni di litio sostituibile. Il materassino con sensore wireless utilizza una batteria a bottone al litio sostituibile. Utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate da Angelcare (vedere Specifiche tecniche)

• Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria non idonea o di errata sostituzione. Fare riferimento al manuale d'uso per la corretta installazione delle batterie

• NON mettere in corto circuito i terminali di alimentazione

28. NON mischiare batterie nuove e usate e utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate da Angelcare (vedere Specifiche tecniche)

29. Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, se ingerita, può causare ustioni chimiche interne in appena due ore e condurre alla morte. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o introdotte all'interno di una qualsiasi parte del corpo, consultare un medico.

30. La batteria a bottone rappresenta una piccola parte e un rischio di soffocamento. TENERE fuori dalla portata dei bambini!

31. Prestare attenzione durante la manipolazione di batterie evitando corto circuiti mediante materiali conduttivi, quali anelli, braccialetti e chiavi

32. Evitare che le batterie siano caricate eccessivamente, vadano in corto circuito, siano caricate con polarità invertita, danneggiate o bruciate al fine di scongiurare uno o più dei seguenti fenomeni: rilascio di sostanze tossiche, rilascio di idrogeno e/o ossigeno, gas e incremento della temperatura superficiale

33. NON tentare di ricaricare le batterie in dotazione o considerate idonee a questo prodotto non ricaricabili Esiste il rischio di fuoriuscita di elettroliti corrosivi o di esplosioni

34. Evitare di installare le batterie nel prodotto con polarità non corretta Inserire le batterie con polarità invertita può causare folgorazione, perdite o esplosioni.

35. Rimuovere le batterie dalle unità in caso di non utilizzo del prodotto per oltre 30 giorni per evitare la fuoriuscita di sostanze e danni al prodotto

36. Smaltire le batterie "esaurite" quanto prima, dal momento che hanno maggiore probabilità di riversare liquido nel prodotto. Se una batteria perde liquido o lasciare fuoriuscire gas, provvedere al suo smaltimento responsabile

37. NON conservare questo prodotto o le batterie in dotazione o considerate idonee a questo prodotto in ambienti ad alta temperatura e ad alta umidità ed evitare la luce diretta del sole

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

38. Materassino con sensore

• Se il lettino non è dotato di una superficie solida, fissa, completamente piana e stabile, compresa una base di appoggio a molle o doghe, collocare un pannello rigido tra la base del lettino e il materassino con sensore per assicurare un corretto funzionamento (vedere quanto indicato nella FASE 2)

• Il materassino con sensore funziona con materassi standard per lettini in schiuma o a molle, ma non con materassi "memory foam" (parziali o integrali), con telaio e interno cavo e ad acqua. Consultare Angelcare in caso di dubbi sulla compatibilità dei materassi

39. Il monitor utilizza onde radio pubbliche per la trasmissione dei segnali. L'unità genitore potrebbe intercettare segnali o interferenze provenienti da altri monitor per bambino presenti nelle vicinanze. Il segnale del monitor potrebbe persino essere captato in altre abitazioni. Per proteggere la privacy, assicurarsi di posizionare su OFF entrambe le unità quando non sono utilizzate

40. Protezione del cavo di alimentazione – Proteggere il cavo di alimentazione dell'adattatore per evitare che sia calpestato o schiacciato da

mobili o altri oggetti – I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da non poter essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione a cavi, prese, prese multiple e ai punti di collegamento sul prodotto. La presa deve essere installata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile. Assicurarsi di inserire il trasformatore nella presa più vicina al dispositivo e facilmente accessibile. Per scollegare l'alimentazione, estrarre il trasformatore.

41. Utilizzare esclusivamente i collegamenti/accessori specificati dal produttore.

L'installazione di qualunque prodotto deve avvenire nel rispetto delle istruzioni del produttore

- NON collocare questo prodotto su un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo che risulti instabile. Il prodotto potrebbe cadere ferendo gravemente il bambino o l'adulto oltre che subire danni seri.
- Utilizzare ESCLUSIVAMENTE il supporto venduto con il prodotto
- Assicurarsi che le parti di ricambio siano fornite da Angelcare e abbiano le stesse caratteristiche di quelle originali. L'utilizzo di parti non autorizzate potrebbe

causare incendi, scosse elettriche o altre situazioni di pericolo

42. Scollegare il dispositivo durante i temporali o nel caso di inutilizzo prolungato

43. Manutenzione – NON effettuare in autonomia interventi di manutenzione su questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione dell'involucro (fatta eccezione per il vano batteria) potrebbe esporre a tensioni pericolose o ad altri pericoli

• **Alimentazione elettrica** – vedere Specifiche tecniche in questo manuale

44. Sovraccarichi – NON sovraccaricare le prese a muro, le prolunghere o le prese multiple integrate, poiché ciò può causare rischi di incendi o scosse elettriche

45. Antenna dell'unità bambino – L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere posizionata a una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere collocata o attivata nelle vicinanze di altre antenne o apparecchi trasmettitori

46. Pulizia – Scollegare tutte le unità prima di effettuare la pulizia. NON immergere in acqua nessuno dei componenti del monitor. Pulire esclusivamente con un panno asciutto


REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- 1 Unità bambino
- 2 Supporto da tavolo (per unità bambino)
- 3 Trasformatore AC
- 4 Materassino con sensore (sul modello ACAM2)
- 5 Batteria CR2450 (per materassino con sensore) (sul modello ACAM2)
- 6 Tassello (per montaggio a parete)

COSA SERVE


Pannello rigido, se il lettino non è dotato di una superficie stabile (per il modello ACAM2)








1- INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ BAMBINO






Posizionare l'unità bambino e il cavo del trasformatore a una distanza di almeno **1 metro** dal lettino



ASSOCIAZIONE DELL'UNITÀ BAMBINO SUPPLEMENTARE

1. Accendere l'unità genitore e tenere spenta l'unità bambino supplementare
2. Andare al menu di impostazione generale
3. Andare al menu di associazione
4. Nel menu di associazione, selezionare l'icona Unità bambino 2 
5. L'icona di collegamento  apparirà sullo schermo
6. Accendere l'unità bambino 2 (l'unità bambino supplementare) e mantenere premuto il pulsante "pausa/associazione" finché il LED di alimentazione (AC327 e AC320) o l'indicatore di temperatura (AC337 e AC527) non iniziano a lampeggiare durante l'associazione
7. Se il collegamento riesce, sullo schermo viene visualizzata l'icona verde  che indica che l'associazione è stata effettuata correttamente, mentre il menu mostrerà l'icona dell'associazione riuscita 
8. Altrimenti, sullo schermo apparirà l'icona rossa  che indica che l'associazione non è riuscita e sarà necessario ripetere l'operazione



! IMPORTANTE




- Per personalizzare le impostazioni dell'unità bambino supplementare, assicurarsi di selezionare CAM2 e che il suono venga trasmesso
- Quando si utilizzano due unità bambino, è possibile ascoltare l'audio solo da un'unità alla volta (suono trasmesso dall'unità bambino evidenziato nella barra delle informazioni). In modalità di schermo condiviso, il suono trasmesso dall'unità bambino verrà visualizzato sullo schermo da un'icona dell'altoparlante a destra delle icone CAM

VISUALIZZAZIONE CAMBIA UNITÀ BAMBINO E TRASMISSIONE DEL SUONO

Con più di una unità bambino, è possibile visualizzare ogni unità bambino singolarmente o utilizzare la modalità di schermo condiviso


SUI MODELLI AC337, AC327 E AC320

1. Premere il pulsante Modalità visualizzazione sull'unità genitore
2. Selezionare l'unità bambino preferita o la visualizzazione condivisa
 - Nella visualizzazione condivisa, è possibile modificare la trasmissione del suono dell'unità bambino con il pulsante audio Cambia unità bambino



SUL MODELLO AC527

1. Premere il pulsante Modalità visualizzazione sul primo menu
2. Selezionare l'unità bambino preferita o la visualizzazione condivisa




IMPORTANTE

- L'icona CAM1 o CAM2 apparirà sul menu per indicare quale unità bambino sta trasmettendo il suono
- Nella visualizzazione condivisa, alcune funzioni possono non essere disponibili (appariranno in grigio)

ASSOCIAZIONE DEL MATERASSINO CON SENSORE SUPPLEMENTARE ALLA NUOVA TELECAMERA (PER IL MODELLO ACAM2)

Per collegare il secondo materassino con sensore alla seconda unità bambino, è necessario assicurarsi di associare innanzitutto la seconda unità bambino all'unità genitore

1. Rimuovere le batterie di entrambi i materassini con sensore (se sono due)
2. Selezionare l'unità bambino 2 nella modalità di visualizzazione
 - Assicurarsi che sia selezionato CAM2 per modificare le impostazioni dell'unità bambino 2 e del materassino con sensore 2
3. Andare al menu di impostazione generale
4. Andare all'icona di associazione
5. Nel menu di associazione, selezionare l'icona Materassino con sensore 2
6. Inserire la batteria nel materassino con sensore 2 (il materassino con sensore supplementare) in modo da attivarlo automaticamente
7. Se il collegamento riesce, sullo schermo viene visualizzata l'icona verde che indica che l'associazione è stata effettuata correttamente, mentre il menu mostrerà l'icona dell'associazione riuscita
8. Altrimenti, sullo schermo apparirà l'icona rossa che indica che l'associazione non è riuscita e sarà necessario ripetere l'operazione
9. È possibile ora rimuovere la batteria del materassino con sensore 1



IMPORTANTE

Fare riferimento al manuale d'uso completo del modello esistente (www.angelcarebaby.com/manuals) per ulteriori informazioni su come installare il materassino con sensore:

- Posizionare l'unità bambino supplementare e il materassino con sensore ad almeno 2 metri dall'unità bambino e dal materassino con sensore esistenti per evitare che interferiscano con le prestazioni
- Verificare il monitor prima del primo utilizzo
- Prima dell'utilizzo e con regolarità (prima di collocare il bambino nel lettino), verificare sempre che il materassino con sensore non rilevi alcun movimento o vibrazione nell'ambiente circostante
- Verificare il monitor ogni volta che il materassino con sensore viene spostato in una diversa sede
- Se il lettino non è dotato di una superficie solida, fissa, completamente piana e stabile, collocare un pannello rigido tra la base del lettino e il materassino con sensore (fare riferimento a quanto indicato nel manuale esistente)

2- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Questo prodotto è un accessorio del monitor Angelcare. Per istruzioni più dettagliate sul funzionamento della telecamera, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor Angelcare.

SPECIFICHE TECNICHE

Portata: in campo aperto (area aperta senza ostacoli):

- Tra l'unità bambino e l'unità genitore:
fino a 250 metri
- Tra l'unità bambino e il materassino con sensore:
fino a 6 metri

Numero di canali:

19 canali

Alimentazione elettrica:

Adattatore 100-240 V AC / 5 V DC 0,6 A per unità bambino

1 batteria al litio CR2450 3 V inclusa per il modello ACAM2 (materassino con sensore wireless)

Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.

Pericolo di esplosione in caso di sostituzione delle batterie con un modello errato. La batteria inclusa nell'unità genitore è una batteria ricaricabile agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate da Angelcare. La batteria inclusa nel materassino con sensore è una batteria al litio (non agli ioni di litio) sostituibile dall'utente. Per informazioni sulle batterie di ricambio, contattare l'assistenza clienti Angelcare all'indirizzo www.angelcarebaby.com oppure contattare il distributore locale. Istruzioni incluse con la batteria di ricambio. Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Batterie:

- ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN MODELLO ERRATO

Trasmissione:

La frequenza di trasmissione tra l'unità genitore e l'unità bambino è di 2,4 GHz

La frequenza di trasmissione tra l'unità bambino e il materassino con sensore è di 2,4 GHz per il modello ACAM2

Potenza RF massima trasmessa:

20 dBm (100 mW) tra l'unità bambino e l'unità genitore

4 dBm (2,5 mW) tra l'unità bambino e il materassino con sensore per il modello ACAM2

Solo per UE - Conformità ErP

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI ADATTATORI

A MARCHIO ANGELCARE® CON NUMERI DI MODELLO:

UE (GERMANIA INCLUSA) - NUMERO DI MODELLO:

K05S050060G

REGNO UNITO - NUMERO DI MODELLO: K05S050060B

Angelcare Monitors Inc. dichiara che il presente baby monitor è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

Andare all'indirizzo www.angelcarebaby.com per il manuale d'uso completo che comprende tutte le dichiarazioni di conformità.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

I simboli raffiguranti i bidoni della spazzatura con ruote indicano che il prodotto e/o le sue batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici in conformità alle leggi e alle regolamentazioni locali. Al termine della vita utile del prodotto o della batteria, provvedere allo smaltimento presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiranno alla tutela della risorse naturali e alla protezione della salute umana e dell'ambiente. Fare riferimento al manuale d'uso per la rimozione delle batterie.

Vedere quali sono i marchi di conformità specifici di questo dispositivo.



ASSISTENZA CLIENTI - GARANZIA LIMITATA

Angelcare® garantisce al possessore originario di questo prodotto che il monitor è privo di ogni difetto di materiale e lavorazione per la durata del periodo di garanzia (vedere la tabella di garanzia di seguito per le condizioni specifiche del proprio paese). In caso di malfunzionamento del sistema di monitoraggio in condizioni normali di utilizzo nel periodo di garanzia in conformità alle istruzioni fornite, Angelcare® provvederà alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, a sua discrezione, a titolo gratuito. Contattare il distributore locale per convalidare la garanzia e il periodo di garanzia.

Il prodotto deve essere accompagnato da una prova d'acquisto, sotto forma di scontrino o di altra natura, che attesti che il sistema di monitoraggio è ancora coperto da garanzia. Angelcare® sosterrà i costi della riparazione o della sostituzione del prodotto e provvederà a rispedirlo all'acquirente.

Questa garanzia non si applica a un prodotto danneggiato a causa di una manutenzione non idonea, incidente, alimentazione non corretta o qualsiasi altra forma di uso non corretto. La garanzia non risulterà valida se il possessore ripara o altera il prodotto in qualsiasi modo. Angelcare® non sarà responsabile per qualsiasi danno accidentale o indiretto relativo a questo

prodotto. La garanzia esclude inoltre ogni altra responsabilità diversa da quanto sopra. È esclusa qualsiasi altra garanzia.

Questa garanzia non copre prodotti e accessori di marchio diverso da Angelcare® o qualsiasi problema derivante da un uso non conforme alle istruzioni del prodotto, dalla inosservanza di tali istruzioni o i problemi causati dall'uso di accessori, parti o componenti non forniti da Angelcare.

I DIRITTI LEGALI VARIANO DA PAESE E PAESE. ALCUNI PAESI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI LA SOVRADESCRITTA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE AL POSSESSORE.

NON CI RITIENIAMO IN ALCUN MODO RESPONSABILI DI QUALSIASI ESITO DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

Durata della garanzia per paese	
America del Nord, Regno Unito, Sudafrica, Russia	1 anno
Altri paesi	2 anni

Informazioni di contatto

IMPORTANTE! Il monitor Angelcare® è un prodotto per la cura personale. Non restituirlo al negoziante. In caso di domande o di aiuto, contattare il proprio distributore prima di restituire il prodotto.

Angelcare® è molto attenta a tutti i suoi prodotti. Se non si è pienamente soddisfatti o in caso di domande, contattare il proprio distributore prima di restituire il prodotto:

Stati Uniti e Canada: contattarci all'indirizzo info@angelcarebaby.com

Altri paesi: trovare il distributore locale sul nostro Web angelcarebaby.com/distributors

PER SAPERNE DI PIÙ

Per saperne di più, guardare i **video d'installazione** e relativi ad altre funzionalità sul nostro sito Web.

<https://angelcare.zendesk.com/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Québec) J5R 6A6
Canada