


OWNER'S MANUAL

Model AC017

Baby Breathing Monitor



TABLE OF CONTENTS

 WARNINGS	2
SETUP REQUIREMENTS.....	3
Setting up the Nursery Unit.....	4
Positioning the movement Sensor Pad.....	4
Turning ON your monitor.....	5
Getting to know your monitor.....	6
Troubleshooting.....	7
Limited warranty.....	8
Technical specifications	8
FRENCH	9
SPANISH	17

OWNER'S MANUAL

KEEP YOUR OWNER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PLEASE READ THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING & USING THE PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH OR DAMAGES TO THE PRODUCT.

THE SENSOR PAD FEATURE IS NOT FOR USE WITH ADULTS, CHILDREN OR INFANTS OLDER THAN 24 MONTHS.

THE SENSOR PAD IS NOT INTENDED TO BE USED TO DETERMINE IF A CHILD IS OUT OF THE CRIB.

WARNING

Adult assembly required.

Keep small parts away from children when assembling.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions,

United States and Canada: Please contact us at:

angelcare@cdceinc.ca

Other countries: Please contact your local distributor.

FCC AND IC REGULATIONS

RF radiation exposure statement

The Nursery Unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. **Caution:** To maintain the compliance with the FCC's and Industry Canada's RF exposure guideline, install the Nursery Unit at least 7.9" (20 cm) from ALL persons. The transmitter of this device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Industry Canada

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

WARNINGS

WARNING -

- **KEEP** the Nursery unit **out** of the reach of children more than 3 feet or 1 meter away.
- **This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it.**

1. THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION. This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. Monitoring of premature babies, or those considered to be at risk, should always be carried out under the supervision of a health professional. This monitor SHOULD NOT be used as a medical device, nor as a device to prevent Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

2. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

3. DO NOT use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.).

9.4 Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse in water any part of the monitor. Clean only with dry cloth.

9.5 Ventilation - DO NOT block any ventilation openings. Allow for proper ventilation when units are in use. DO NOT cover the Nursery Unit with any object such as a blanket. DO NOT place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.

9.6 Heat sources - DO NOT install near any heat sources such as radiators, heaters, registers, stoves, TVs or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Heat can damage the case or electrical parts.

9.7 Accessories - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. DO NOT place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use ONLY with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

9.8 Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery door) may expose you to dangerous voltage or other hazards.

9.9 Replacement parts - When replacement parts are required, be sure the replacement parts specified by the manufacturer have the same characteristic as the original part. Unauthorized substitution may result in fire, electric shock or other hazards.

9.10 Usage - This baby monitor is intended as an aid. It is NOT a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such. Use this appliance ONLY for its intended use as described in this manual.

9.11 Object and Liquid Entry - NEVER push objects of any kind into this product through casing slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. NEVER spill liquid of any kind on the product.

9.12 Vibration Source - When the monitor is in use, DO NOT use a crib mobile or other crib accessories that may produce vibrations. Other sources of vibrations may include fans, washing machines, loud music, etc. These sources of vibration may interfere with the performance of your Angelcare® monitor and the alarm will not sound if it continues to detect any movement other than your baby's. Be sure all vibration sources are eliminated before using the monitor. You may experience false alarms for several reasons. The most common reason is the Nursery Unit has not been turned OFF after you have removed your baby from the crib. Another reason is the Sensor Pad has not been placed under the mattress properly. Be sure the Sensor Pad is on a flat, firm surface with the Angelcare® logo side facing up. The sensitivity level may also need to be adjusted. Refer to **Step 4.3**. Always be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

9.13 Sensor Pad - Your Sensor Pad can be used in any crib that is stationary. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33 x 33 cm) and 1/4" (6 mm) thick. Only use your Angelcare® monitor in a stationary sleeping environment such as a crib where the Sensor Pad can rest on a completely flat, firm surface. The Sensor Pad is made of plastic and does not permit



4. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.).

5. ALWAYS place the Nursery Unit on a flat surface on an upright position and allow for proper ventilation. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.

6. This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product and keep small parts away from children.

7. When using the monitor, the room temperature should be between 50°F and 104°F (10°C and 40°C).

BATTERY WARNING

8. The Wireless Sensor Pad battery is a replaceable Button Cell Lithium battery. Only use the Angelcare® recommended replacement battery. Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to your user manual for correct battery installation. DO NOT short circuit supply terminals. Remove the batteries from your Nursery Unit and Sensor Pad if product is to be stored for an extended period of time. Dispose of batteries according to your local ordinances. The Button cell battery represents a small part and a choking hazard. ALWAYS keepall batteries away from children.

9. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

9.1 Heed all warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

9.2 Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.

9.3 Water and moisture - DO NOT use this apparatus near water. For example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet environment or near a swimming pool and the like. Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings.

the air to circulate. Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the Sensor Pad area. We suggest rotating the mattress regularly to prevent any mildew.

10. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RELATED TO USE OF BATTERIES

10.1 Use ONLY the type and size of battery specified in the owner's manual. There is a risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type.

10.2 DO NOT use rechargeable batteries in the Nursery Unit. Use alkaline batteries ONLY.

10.3 DO NOT dispose batteries in fire. They may explode. Check with local regulations for possible special disposal instructions.

10.4 Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature.

10.5 DO NOT attempt to rejuvenate the battery provided with or identified for use with this product by heating them. Sudden release of battery electrolyte may occur, causing burns or irritation to eyes or skin.

10.6 If and when necessary, the battery must be replaced with identical new ones or equivalent (volts and size).

10.7 Reverse polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

10.8 Remove the battery from this product if you store the product over 30 days because the battery could leak and damage the product.

10.9 Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, it should be replaced immediately using protective gloves.

10.10 DO NOT store this product, or the battery provided with or identified for use with this product, in high-temperature areas.

FC WARNING

(North America Only)

11. Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

11.1 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

11.2 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

11.3 This device complies with the part 15 of the FCC Rules and the Industry Canada license - exempt RSS standards(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Warning :


12. This device complies with industry Canada RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interferences that may cause undesired operation of the device.


12.1 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SETUP REQUIREMENTS

INCLUDED:



Nursery Unit



Tabletop stand
(for Nursery Unit)



Wireless movement Sensor Pad
* Always place Angelcare® logo side up *



CR3032 battery
(for Sensor Pad)

Model AC017
Baby Breathing Monitor

WHAT YOU WILL NEED (NOT INCLUDED):



Miniature Philips Screwdriver




2 AAA Alkaline
Batteries

STEP 1 - SETTING UP THE NURSERY UNIT


NURSERY UNIT:

Power ON/OFF Light Indicator
Low Battery Light Indicator



1.1 - INSERT THE BATTERIES


When using the Nursery Unit for the first time, you will need to insert 2 AAA alkaline batteries (not included).



- 1) Remove the battery door with screwdriver and insert 2 AAA batteries.

1.2 - SELECT A LOCATION FOR THE NURSERY UNIT


Nursery Unit can be installed using the tabletop stand.



STEP 2 - POSITIONING THE MOVEMENT SENSOR PAD

2.1 - POWERING THE MOVEMENT SENSOR PAD

When using the Sensor Pad for the first time, you will need to insert the provided CR3032 battery.



- 1) Remove the battery cover using a coin. Turn in the direction of the arrow.
- 2) Place the included battery (CR3032) in the compartment. **Note:** The + symbol should be facing up.
- 3) Replace the battery cover (the two dots will line up). The Sensor Pad is now **ON**.

2.2 - INSTALL THE SENSOR PAD ON THE MATTRESS SUPPORT

IMPORTANT


If your crib does not have a solid, stable surface for the Sensor Pad, you will need to place a support under it, to ensure correct operation of the system.

This hardboard support should be at least 1/4" (6 mm) thick and should have minimum dimensions of 13" x 13" (33 x 33 cm). This support board must be larger than the Sensor Pad surface area.

The Sensor Pad functions with any size and type of mattress except memory-foam mattresses, hollow frame mattresses and water beds. The hardboard maintains a constant pressure on the Sensor Pad, enabling it to detect the baby's movements even when the baby is at the edges of the crib.



Hardboard




Sensor Pad

- 1) Remove the mattress from the crib.
- 2) Place the Sensor Pad - **Angelcare® logo side up** - in the center of the mattress. It should be centered on the hardboard if your crib requires a hardboard support.
- 3) Replace the mattress.

! WARNING -

- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Discontinue used of the Sensor Pad when child is older than 24 months. Remove Sensor Pad from crib and store for future use.
- **BEFORE FIRST TIME USE:** To test that the unit is ready for use, refer to instruction manual on how to test that the installation has been done correctly.

STEP 3 - TURNING ON YOUR MONITOR



Press and hold the Nursery Unit **ON/OFF** button for 2 seconds until the Nursery Unit Indicator flashes slowly in green.


- The Nursery Unit will emit a sound and flash blue to confirm pairing with the Sensor Pad

NOTE:

If the green light does not appear but the red light is flashing; or if there are false alarms, adjust the sensitivity level (**Step 4.3**).

STEP 4 - GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

4.1 TESTING THE SENSOR PAD:



- 1) Move your hand lightly on the mattress.
- 2) Remove your hand from the mattress. After 15 seconds you will hear a pre-alarm sound and the light will flash red.
- 3) 5 seconds later the alarm will emit a loud continuous beeps and the light will flash red continuously.


MOVEMENT ALARM

- If NO movement is detected after 15 seconds you will hear a single pre-alarm sound from the Nursery Unit.
- If after a further 5 seconds there is still NO movement detected, Nursery Unit speakers will emit loud continuous beeps.

IF THE ALARM DOES NOT SOUND


- Avoid contact with crib while Sensor Pad is in operation.
- Place crib near a supporting wall.
- Adjust Sensor Pad sensitivity level.
- Turn **OFF** crib mobile, fans, loud music or anything else that may cause vibration.

TO STOP THE ALARM



Place your hand back on the mattress.

OR




IMPORTANT

- Test your monitor before first use.
- Test your monitor regularly to ensure it is functioning correctly.
- Test your monitor every time you move the Sensor Pad to a different place.

4.2 PAUSING AND RESTARTING THE SENSOR PAD:

Allows you to pause the Sensor Pad if you remove baby from the crib, e.g. for feeding or comforting.



- 1) From the Nursery Unit, press the **Pause** button on the top right of the unit.
- 2) The light will flash white when the Sensor Pad is paused. The Nursery Unit will emit a single beep every 20 seconds to indicate movement function is paused.
- 3) To unpause the Sensor Pad press the **Pause** button again.

IMPORTANT


- If you do not pause the Sensor Pad, the alarm will sound if there is no movement after 20 seconds.
- Ensure to unpause the Sensor Pad before putting baby in the crib.

4.3 - TO ADJUST THE SENSOR PAD SENSITIVITY LEVEL:

To ensure adequate monitoring of your child's movements, you can adjust the sensitivity of the Sensor Pad. Set a high sensitivity for a newborn and a lower sensitivity as the child grows and gains weight. A thicker mattress will also need a higher sensitivity.

Slide the Nursery Unit sensitivity level button to select between low, medium or high level.

- For optimal results begin with the sensitivity level on the button, adjusting the sensitivity by increasing as required.



IMPORTANT

- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Once you are finished using the Sensor Pad, please remove it from the baby's and store it away.


4.4 - BATTERIES

NURSERY UNIT LOW BATTERY INDICATOR:


The low battery yellow light indicator will flash and an alarm will sound every 20 seconds when the batteries on the Nursery Unit need to be replaced.

SENSOR PAD LOW BATTERY INDICATOR:

The Sensor Pad yellow light Indicator will flash and an alarm will sound every 20 seconds when the battery on the Sensor Pad needs to be replaced.



TROUBLESHOOTING



Power ON/OFF Light Indicator Low Battery Light Indicator

Flashing green	Monitor is activated
Flashing yellow	Nursery Unit batteries are low

Sensor Pad Light Indicator

Flashing red	No movement is detected or Sensor Pad lost connectivity
Flashing white	Monitor is paused
Flashing yellow	Sensor Pad battery is low

FALSE ALARMS

- Turn **OFF** the Nursery Unit.
- Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
- If the crib has a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33 x 33 cm) and 1/4" (6 mm) thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensitivity may need to be adjusted (refer to **Step 4.3**).
- Pair Sensor Pad and Nursery Unit by pressing and holding the Nursery Unit **Pairing** button for 2 seconds until the light blue flashes and you hear a sound.

ALARM WILL NOT SOUND

- Avoid contact with the crib when the monitor is **ON**.
- Place crib near a solid supporting wall to avoid Sensor Pad from detecting movement from outside the crib.
- Turn **OFF** crib mobile, fans, loud music or anything else that may cause vibration.
- You may need to decrease the sensitivity (refer to **Step 4.3**).

SENSOR PAD LIGHT INDICATOR FLASHING RED

- Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
- The Sensor Pad must rest on a completely flat and firm surface. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33 x 33 cm) and 1/4" (6 mm) thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensitivity may need to be adjusted (refer to **Step 4.3**).

LOSS OF CONNECTIVITY (NURSERY UNIT BLUE LIGHT FLASHES AND EMITS A SOUND EVERY 20 SECONDS)

- Bring the units closer together.
- Press and hold for 2 seconds the Nursery Unit **Pairing** button, the Nursery Unit will emit a sound and will flash blue to confirm connectivity.

NO POWER

- Check or replace batteries.
- Make sure monitor is **ON**.

LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

WARRANTY TERM PER COUNTRY

North America	1 year
---------------	--------

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:

Open field (Open area without obstructions): up to 8 meters.

Power Supply:

2 AAA alkaline batteries for Nursery Unit (not included)

1CR3032 3V battery for wireless Sensor Pad (included)

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The battery for the Sensor Pad is a user replaceable Lithium (not Li-Ion) battery and is NOT rechargeable. Only use the Angelcare® recommended replacement battery. To obtain information on replacement batteries please contact Angelcare® customer service: www.angelcarebaby.com or contact your local distributor. Instructions will be included with the replacement battery. Keep all batteries away from children.

Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-CD, NiMH, etc.) batteries.

• **CAUTION:** RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

Transmission:

Data transmission between the Nursery Unit and the sensor Pad is made on 2.402 to 2.480 GHz frequency for North America.

Maximum RF Power Transmitted: 4dBm (2.5mW)

RF Channel no.: 79

PROTECT THE ENVIRONMENT

The wheellie bin symbols mean that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The separate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment. Refer to User's Guide for removal of batteries.



MANUAL DE L'UTILISATEUR

Modèle AC017

Moniteur de mouvements respiratoire pour bébés



TABLE DES MATIÈRES

 AVERTISSEMENTS	10
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	11
Installation de l'unité du nourrisson.....	12
Positionnement du détecteur de mouvements.....	12
Familiarisation avec votre moniteur.....	13
Tester le détecteur de mouvements	14
Dépannage.....	15
Garantie limitée	16
Spécifications techniques.....	16
ANGLAIS	2
ESPAÑOL	17

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS OU DE TOUT AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, OU ENDOMMAGER CE PRODUIT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS CONÇU POUR LA SURVEILLANCE D'ADULTES OU D'ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 24 MOIS.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ POUR DÉTERMINER SI L'ENFANT EST SORTI DE SON LIT.

AVERTISSEMENT

L'assemblage doit être fait par un adulte.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits. Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

États-Unis et Canada : Veuillez envoyer un courriel à l'adresse angelcare@cdccinc.ca

Autres pays : Veuillez communiquer avec votre distributeur local.

RÈGLEMENTS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Énoncé relatif à l'exposition au rayonnement de radiofréquences

L'unité des parents est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de radiofréquences établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Attention : Pour respecter les exigences de la FCC et d'Industrie Canada relatives à l'exposition au rayonnement de radiofréquences, installez l'unité des parents à une distance d'au moins 20 cm (7,9 po) de TOUTE personne. L'émetteur de cet appareil ne doit pas être placé à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ne doit pas fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur.

Industrie Canada

Ce produit répond aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT -

- **PLACEZ** l'unité du nourrisson **hors** de la portée des enfants, soit à une distance de plus de 1 m (3 pi).
- **Ce produit N'EST PAS** un jouet. **Ne permettez JAMAIS à un enfant de jouer avec ce produit.**

1. CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION D'UN ADULTE RESPONSABLE. Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez aussi fournir la supervision nécessaire à la sécurité continue de votre enfant. La surveillance de bébés prématurés ou considérés à risque doit toujours se faire sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur NE DOIT PAS être utilisé à titre de dispositif médical, ni dans le but de prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

2. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

3. N'UTILISEZ PAS le moniteur près de l'eau (bains, éviers, etc.).



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



NE PAS EXPOSER À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

4. Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc.).

5. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson sur une surface plane, en position verticale, et laissez suffisamment d'espace pour assurer une bonne circulation de l'air. NE LE PLACEZ PAS sur des fauteuils, des coussins, des lits ou tout autre objet qui pourrait nuire à la circulation de l'air.

6. Ce produit contient des petites pièces. Son assemblage doit être fait par un adulte. Lorsque vous déballiez et assemblez ce produit, assurez-vous de garder les petites pièces hors de la portée des enfants.

7. Lorsque vous utilisez ce moniteur, la température ambiante doit se situer entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).

AVERTISSEMENT AU SUJET DES PILES

8. Le détecteur de mouvements sans fil comprend une pile remplaçable circulaire au lithium. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare. Il existe un risque d'explosion si une mauvaise pile est utilisée ou si elle est remplacée de manière incorrecte. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour une installation appropriée de la pile. NE COURT-CIRCUITÉZ PAS les bornes d'alimentation. Retirez les piles de l'unité du nourrisson et du détecteur de mouvements lorsque vous complétez l'entreposage pendant une période prolongée. Jetez les piles conformément aux règlements de votre région. La pile remplaçable circulaire au lithium est une petite pièce et elle représente un danger d'étranglement pour les enfants. Conservez TOUJOURS toutes les piles hors de la portée des enfants.

9. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

9.1 Tenez compte des avertissements – Tous les avertissements et toutes les instructions d'utilisation concernant ce produit doivent être respectés.

9.2 Suivez les instructions – Toutes les instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit doivent être suivies.

9.3 Eau et humidité – N'UTILISEZ PAS cet appareil près de l'eau (p. ex. près d'un bain, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à laveur, dans un endroit humide, près d'une piscine). Veillez à ce qu'aucun objet NE TOMBE sur les unités et qu'aucun liquide ne s'infilte dans les orifices des unités ou du détecteur de mouvement.

9.4 Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de les nettoyer. N'immergez AUCUNE partie du moniteur. Nettoyez-le seulement avec un linge sec.

9.5 Aération – N'OBSTRUEZ PAS les orifices d'aération. Assurez-vous que la circulation de l'air est adéquate lorsque les unités sont utilisées. NE RECOUVREZ PAS l'unité du nourrisson avec aucun objet (p. ex. une couverture). NE PLACEZ PAS les unités dans un tiroir ni dans un endroit où les sons pourraient être atténués ou où l'air ne circule pas librement.

9.6 Sources de chaleur – N'INSTALLEZ PAS les unités près de sources de chaleur, notamment des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières, des télévisions ou de tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur. La chaleur peut endommager les boîtiers ou les pièces électriques.

9.7 Accessoires – N'utilisez que les accessoires précisés par le fabricant. NE PLACEZ PAS le produit sur une table, un chariot, un trépied ou un support dont l'équilibre est précaire. Le produit pourrait tomber et causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et être sérieusement endommagé. Utilisez le produit UNIQUEMENT avec une table, un chariot, un trépied ou un support avec lequel il est vendu ou qui est recommandé par le fabricant. Tout assemblage du produit doit être fait selon les instructions du fabricant.

9.8 Entretien et réparation – NE TENTEZ PAS d'entretenir ni de réparer ce produit vous-même; si vous ouvrez ou retirez des plaques protectrices (sauf le couvercle du compartiment à pile), vous risquez de vous électrocuter ou d'être exposé à d'autres dangers.

9.9 Pièces de rechange – Lorsque des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que les pièces de rechange utilisées sont celles précisées par le fabricant ou des pièces possédant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution non autorisée pourrait provoquer un incendie, présenter un risque d'électrocution ou vous exposer à d'autres dangers.

9.10 Utilisation – Ce moniteur pour bébés est conçu pour vous aider. Il NE REMPLACE PAS la supervision appropriée d'un adulte responsable et ne doit pas être utilisé comme tel. Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans le présent manuel.

9.11 Introduction de liquides ou d'objets – N'INTRODUISEZ JAMAIS d'objets dans les fentes du boîtier, car il pourrait toucher à des points sous tension

dangereux ou causer des court-circuits sur certaines pièces, ce qui vous exposerait à des risques d'incendie ou d'électrocution. Ne JAMAIS verser aucun liquide sur le produit.

9.12 Sources de vibration - Lorsque le moniteur est en fonction, n'utilisez PAS un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des vibrations dans le lit du bébé. D'autres sources de vibration peuvent comprendre des ventilateurs, des lessiveuses, de la musique forte, etc. Ces sources de vibration peuvent gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare®, et l'alarme pourrait ne pas sonner si elle détecte des mouvements autres que ceux de votre bébé. Assurez-vous d'éliminer toutes les sources de vibration avant d'utiliser le moniteur. De fausses alarmes peuvent se faire entendre pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est que l'unité du nourrisson n'a pas été **TEINTÉ** après que vous avez retiré votre bébé du lit. Une autre raison pourrait être que le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas. Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec le côté affichant le logo Angelcare® vers le haut. Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage. Reportez-vous à l'**Étape 4.3**. Assurez-vous toujours d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

9.13 Détecteur de mouvements - Votre détecteur de mouvements peut servir dans tout lit stationnaire. Si le lit est muni d'une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (1/4 po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements. Le moniteur Angelcare® ne doit servir que dans un environnement de sommeil stationnaire, tel qu'un lit, de manière à ce que le détecteur de mouvements puisse reposer sur une surface tout à fait plane et rigide. Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler. De la moisissure pourrait se développer sous le matelas, dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement.

10. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

10.1 Utilisez **UNIQUEMENT** une pile de grosseur et de type précisés dans le présent manuel de l'utilisateur. Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par le mauvais type de pile.

10.2 NE PAS utiliser de piles rechargeables dans l'unité du nourrisson. Utilisez des piles alcalines SEULEMENT.

10.3 NE JETEZ PAS les piles dans le feu. Elles pourraient exploser. Vérifiez les règlements en vigueur dans votre localité pour connaître la façon de vous en défaire.

10.4 Soyez vigilants lorsque vous manipulez des piles afin d'éviter de causer tout court-circuit avec tout objet conducteur d'électricité (p. ex. bagues, bracelets, clés). Évitez de surcharger les piles, de les mettre en court-circuit, d'en inverser la polarité lorsque vous les rechargez, de les endommager et de les incinérer afin d'éviter au moins l'un des effets suivants : rejet de substances toxiques, émanation d'hydrogène ou d'oxygène, et hausse de la température en surface.

10.5 Ne tentez PAS de remettre à neuf la pile fournie avec l'appareil ou identifiée pour être utilisée avec ce produit, en la chauffant. Un déversement soudain de l'électrolyte de la pile pourrait se produire, causant des brûlures, ou des irritations aux yeux ou sur la peau.

10.6 Si nécessaire, la pile doit être remplacée par une pile identique neuve ou équivalente (en voltage et en grosseur).

10.7 Évitez d'installer la pile en inversant les polarités. L'insertion inversée

des piles peut provoquer une électrisation qui pourrait entraîner une fuite ou une explosion.

10.8 Retirez la pile du produit si vous rangez l'unité des parents pendant plus de 30 jours, car la pile pourrait couler et endommager le produit.

10.9 Jetez les piles qui ne sont plus bonnes dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, il faut la remplacer immédiatement, en utilisant des gants de protection.

10.10 Ne rangez PAS ce produit ou la pile fournie avec l'appareil ou identifiée pour être utilisée avec ce produit, dans une zone de température élevée.

⚠ FC AVERTISSEMENT

(Amérique du Nord seulement)

1. Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

11.1 NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection adéquate contre les interférences dangereuses dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique et, si il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer des interférences nuisibles à la radiocommunication.

11.2 Cependant, nous ne garantissons pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur devrait tenter de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien de radio/télé compétent pour vous aider.

11.3 Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Mise en garde d'IC :


12. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


12.1 Tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de l'équipement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INCLUS :



Unité du nourrisson



Support sur table
(pour l'unité du nourrisson)



Détecteur de mouvements sans fil
* Positionnez toujours le logo Angelcare® vers le haut. *



Pile CR3032
(pour le détecteur de mouvements)

CE DON'T VOUS AVEZ BESOIN (NON INCLUS):



Tournevis miniature Philips




2 piles
alcalines AAA

ÉTAPE 1 - INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON


UNITÉ DU NOURRISSON

Indicateur lumineux Marche/Arrêt
Indicateur lumineux de pile faible



1.1 - INSÉRER LES PILES


Lors de l'utilisation de l'unité du nourrisson pour la première fois, vous devrez insérer 2 piles alcalines AAA (non incluses).



- 1) Retirez le couvercle du compartiment de pile à l'aide d'un tournevis et insérez les 2 piles alcalines AAA.

1.2 SÉLECTIONNER UN EMPLACEMENT POUR L'UNITÉ DU NOURRISSON


L'unité du nourrisson peut être installé sur le trépied.



ÉTAPE 2 - POSITIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

2.1 - ALIMENTATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Lorsque vous utiliserez le détecteur de mouvements pour la première fois, vous devrez insérer la pile CR3032 fournie.



- 1) Retirez le couvercle du compartiment de pile avec une pièce de monnaie. Effectuez une rotation dans le sens de la flèche.
- 2) Positionnez la pile (CR3032) fournie dans le compartiment.
Remarque : Le symbole + devrait être orienté vers le haut.
- 3) Remplacez le couvercle du compartiment de pile (les deux points s'alignent). Le détecteur de mouvements est à présent **SOUS TENSION**.

2.2 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUR LE SUPPORT DU MATELAS

IMPORTANT

Si votre lit ne dispose pas d'une surface solide et stable pour le détecteur de mouvements, vous devez positionner dessous un support de manière à assurer le fonctionnement approprié du système.

Cette planche en bois servant de support doit présenter une épaisseur d'au moins 6 mm (1/4 po) et mesurer au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po). La superficie de cette planche de support doit être supérieure à celle du détecteur de mouvements.

Le détecteur de mouvements fonctionne quels que soient la taille du lit et le type de matelas, à l'exception des matelas à mousse mémoire, des matelas à structure vide et des matelas d'eau. La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé, même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.





Planche en bois




- 1) Retirez le matelas du lit.
- 2) Placez le détecteur de mouvements - **côté affichant le logo Angelcare® vers le haut** - au-dessus de la planche de bois.
- 3) Remplacez le matelas.

! AVERTISSEMENT -

- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour être utilisé avec des adultes, des enfants ou des bébés de plus de 24 mois.
- Cessez toute utilisation du détecteur de mouvements lorsque l'enfant a plus de 24 mois. Retirez le détecteur de mouvements du lit et rangez-le pour utilisations ultérieures.
- **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :** Afin de vérifier si l'unité est prête à être utilisée, consultez le manuel d'instructions pour savoir comment vérifier que l'installation a été réalisée convenablement.

ÉTAPE 3 - FAMILIARISATION AVEC VOTRE MONITEUR



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** de l'unité du nourrisson pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de l'unité du nourrisson clignote lentement en vert.


L'unité du nourrisson émettra un signal sonore et lumière bleue clignotera pour confirmer qu'il est maintenant jumelé au détecteur de mouvements.

NOTE:

Si la lumière bleue n'apparaît pas, mais que la lumière rouge clignote, ou s'il y a une quelconque fausse alarme, ajustez le niveau de sensibilité (**ÉTAPE 4.3**).

ÉTAPE 4 - TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

4.1 - TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS



- 1) Déplacez légèrement votre main sur le matelas.
- 2) Retirez votre main du matelas. Après 15 secondes vous entendrez un son de pré-alarme et la lumière rouge clignotera.
- 3) 5 secondes plus tard, l'alarme s'activera et la lumière rouge clignotera constamment.


ALARME DE MOUVEMENTS

- Si AUCUN mouvements n'est détecté après 15 secondes vous entendrez un seul son de pré-alarme sur l'unité du nourrisson.
- Si après 5 secondes plus tard, il n'y a toujours AUCUN mouvements de détecté, le microphone de l'unité du nourrisson émettra un son élevé d'avertissement.

SI L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le détecteur de mouvements fonctionne.
- Placez le lit près d'un mur de soutènement de manière à réduire les vibrations.
- Ajustez le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.
- **Éteignez** tout accessoire pouvant provoquer des vibrations, comme un mobile, un ventilateur, de la musique forte, etc.

POUR ARRÊTER L'ALARME



Remplacez votre main sur le matelas.

OU




Appuyez sur le bouton **Pause** de l'unité du nourrisson.

IMPORTANT

- Faites l'essai de votre moniteur avant de l'utiliser pour la première fois.
- Testez-le ensuite régulièrement pour vous assurer qu'il fonctionne bien.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements.

4.2 - POUR METTRE LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS EN PAUSE ET LE REDÉMARRER

Cette fonction vous permet de mettre en pause le détecteur de mouvements lorsque vous retirez le bébé du lit (p. ex. pour le nourrir ou le réconforter).



- 1) À partir de l'unité du nourrisson, appuyez sur le bouton **Pause**, en haut à droite de l'unité.
- 2) La lumière blanche clignotera et vous entendrez un son de rappel tous les 20 secondes quand le détecteur de mouvements est en mode **Pause**.
- 3) Pour réactiver le détecteur de mouvements, appuyez sur le bouton **Pause** une seconde fois.

IMPORTANT


- Si vous ne mettez pas le détecteur de mouvements en pause, l'alarme sonnera si aucun mouvement n'est détecté après 20 secondes.
- Assurez-vous de remettre en marche le détecteur de mouvements avant de remettre le bébé dans son lit.

4.3 - POUR AJUSTER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Pour assurer une surveillance appropriée des mouvements de votre enfant, vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements dans le menu principal de réglage. Définissez un niveau de sensibilité élevé pour un nouveau-né et réduisez ce niveau à mesure que l'enfant grandit et prend du poids. Plus le matelas sera épais, plus le niveau de sensibilité devra être élevé.

Glissez le bouton du niveau de sensibilité de l'unité du nourrisson pour sélectionner entre le niveau faible, modéré ou élevé.

- Pour de meilleurs résultats, commencez avec le niveau de sensibilité sur le bouton et ajustez la sensibilité en accroissant tel que requis.



IMPORTANT

- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour être utilisé avec des adultes, des enfants ou des bébés de plus de 24 mois.
- Aussitôt que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, retirez-le du lit du bébé et entreposez-le.


4.4 - PILE

INDICATEUR DE PILES FAIBLES DE L'UNITÉ DU NOURRISSON:

L'indicateur lumineux de piles faibles clignotera en jaune et un alarme retentira toutes les 20 secondes quand les piles de l'unité du nourrisson doivent être remplacées.

INDICATEUR DE PILES FAIBLES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

L'indicateur lumineux jaune, du détecteur de mouvements, clignotera et un alarme retentira toutes les 20 secondes quand la pile du détecteur de mouvements doit être remplacée.



DÉPANNAGE

	Indicateur lumineux Marche/Arrêt	
	Indicateur lumineux de pile faible	
	Vert clignotant	Le moniteur est activé
	Jaune clignotant	Les piles de l'unité du nourrisson sont faibles
	Indicateur lumineux du détecteur de mouvements	
	Rouge clignotant	Aucun mouvement n'est détecté ou le détecteur de mouvements est hors de portée
	Blanc clignotant	Le moniteur est sur pause
	Jaune clignotant	La pile du détecteur de mouvements est faible

FAUSSES ALARMES

- **ÉTEIGNEZ** la caméra.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Si le lit repose sur une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (1/4 po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme le décrit la section Instructions d'installation. Au besoin, ajustez la sensibilité du détecteur de mouvements (référez-vous à l'**Étape 4.3**).
- Jumelez le détecteur de mouvements à l'unité du nourrisson en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** de l'unité du nourrisson et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que la lumière bleue clignote et que vous entendiez un son.

L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur est en **MARCHE**.
- Placez le lit à proximité d'un mur de soutènement solide afin d'éviter que le détecteur de mouvements capte les mouvements provenant de l'extérieur du lit.
- Vous pourriez devoir diminuer la sensibilité du détecteur de mouvements (référez-vous à l'**Étape 4.3**).

L'INDICATEUR LUMINEUX DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS CLIGNOTE ROUGE

- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Le Détecteur de mouvements doit reposer sur une surface complète plane et ferme. Si le lit repose sur une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (1/4 po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme le décrit la section Instructions d'installation. Au besoin, ajustez la sensibilité du détecteur de mouvements (référez-vous à l'**Étape 4.3**).

PERTE DE CONNEXION (LA LUMIÈRE BLEUE DE L'UNITÉ DU NOURRISSON CLIGNOTE ET ÉMET UN SON TOUTES LES 20 SECONDES)

- Rapprochez les unités l'une de l'autre.
- Appuyez sur le bouton Jumelage de l'unité du nourrisson et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'unité du nourrisson émettra un son et une lumière bleue clignotera pour confirmer la connexion.

PAS D'ALIMENTATION

- Vérifiez ou remplacez les piles.
- Assurez-vous que le moniteur est en Marche.

GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur Angelcare® est exempt de tout défaut de fabrication pour toute la période de garantie (reportez-vous au tableau de garantie pour déterminer cette période pour votre pays). Si, pendant la période de garantie, le dispositif ne fonctionne pas adéquatement lorsqu'il est utilisé comme il est indiqué et dans des conditions normales, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour confirmer la garantie et la période de garantie.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, soit un acte de vente, une facture quittancée ou une autre preuve que le système de surveillance est encore sous la garantie d'un an. Angelcare® assumera les frais de réparation ou de remplacement du produit et vous le réexpédiera sans frais.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé pour cause de mauvais entretien, d'un accident, d'une mauvaise alimentation électrique ou de tout autre mauvais usage. La garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages accessoires ou résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit. La garantie exclut toute responsabilité à titre que celles énoncées ci-dessus. Aucune autre garantie n'est donnée.

La garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de marque Angelcare, ni tout problème résultant d'un usage qui n'est pas conforme aux instructions du produit ou du défaut de suivre ces instructions, ni les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants qui ne sont pas fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES VARIENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DE SORTÉ QUE LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS DANS VOTRE CAS.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner en magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

PÉRIODE DE GARANTIE PAR PAYS

Amérique du Nord	1 an
------------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée :

Champ libre (aire ouverte sans obstacles) : jusqu'à 8 mètres.

Alimentation :

2 piles alcalines AAA pour l'unité du nourrisson (non incluses)

1 pile CR3032 3V pour le détecteur de mouvements sans fil (incluse)

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne mettez pas cet appareil en contact avec la pluie ou l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. La pile incluse pour le détecteur de mouvements est une pile au Lithium rechargeable, remplaçable par l'utilisateur. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare. Conservez toutes les piles hors de la portée des enfants.

Piles :

- NE COMBINEZ PAS des piles usagées et des piles neuves.
- NE COMBINEZ PAS des piles alcalines ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (Ni-CD, NiMH, etc.).
- **ATTENTION :** RISQUE D'EXPLOSION SI UNE PILE EST REMPLACÉE LE MAUVAISE TYPE DE PILE.

Transmission:

La transmission de données entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements se fait sur la fréquence 2,402 à 2,480 GHz pour l'Amérique du Nord.

Puissance radioélectrique maximale transmise = 13,6 dBm (22,9 mW)
Canal RF n° 79

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Les symboles de bac roulant à déchets signifient que votre produit ou sa pile doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément à la réglementation locale. Lorsque le produit ou la pile ont atteint la fin de leur durée de vie, apportez-les à un point de collecte désigné par les autorités locales. Leur élimination et leur recyclage séparés contribueront à conserver les ressources naturelles ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Consultez le guide d'utilisation pour savoir comment retirer les piles.




MANUAL DE USUARIO

Modelo AC017

Vigilabebés respiración



ÍNDICE

 ADVERTENCIAS.....	18
REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN.....	19
Instalación de la unidad del bebé.....	20
Colocación de la almohadilla del sensor de movimiento.....	20
Encendido del vigilabebés.....	21
Familiarización con el vigilabebés.....	22
Localización y solución de problemas.....	23
Garantía limitada.....	24
Especificaciones técnicas.....	24
INGLÉS	2
FRANCÉS	9

MANUAL DE USUARIO

CONSERVE EL MANUAL DE USUARIO PARA SU FUTURA REFERENCIA.

LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE MONTAR Y EMPLEAR EL PRODUCTO.

SI NO SIGUE LAS ADVERTENCIAS NI LAS INSTRUCCIONES, PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE, ASÍ COMO DAÑOS EN EL PRODUCTO.

LA FUNCIÓN DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR NO SE DEBERÁ EMPLEAR CON ADULTOS, NIÑOS NI BEBÉS DE MÁS DE 24 MESES.

LA ALMOHADILLA DEL SENSOR NO SE HA DISEÑADO PARA DETERMINAR SI EL NIÑO SE ENCUENTRA FUERA DE LA CUNA.



ADVERTENCIA

El aparato lo debe montar un adulto. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el montaje.

En Angelcare®, avalamos todos nuestros productos. Si no está completamente satisfecho o tiene alguna pregunta.

Estados Unidos y Canadá: póngase en contacto con nosotros en angelcare@dedecinc.ca.

Otros países: póngase en contacto con su distribuidor local.

REGLAMENTOS DE IC Y DE LA FCC

Declaración sobre exposición a la radiación de RF

La unidad del bebé cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) que establece la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para un entorno no controlado. **Precaución:** para respetar las pautas de exposición a la RF que establece la FCC e Industry Canada (IC), instale la unidad del bebé a una distancia superior a 20 cm (7,9") de TODAS las personas. El transmisor del dispositivo no se debe ubicar en el mismo sitio ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

Industry Canada

Este producto cumple con las especificaciones técnicas de Industry Canada correspondientes. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA-

- **MANTENGA** el Unidad del bebé **fuera** del alcance de los niños a una distancia mínima de 1 metro o 3 pies.
- **Este producto NO es un juguete. NUNCA permita que los niños jueguen con él.**

1. ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Este producto se ha diseñado para ayudarle a vigilar a su hijo. Cuando use el vigilabebés, deberá seguir supervisando a su hijo para garantizar siempre su seguridad. La vigilancia de bebés prematuros o de aquellos que se consideran en riesgo se debe realizar solo bajo la supervisión de un profesional de la salud. Este vigilabebés NO SE DEBE emplear como equipo médico ni como dispositivo para evitar el Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

2. Compruebe SIEMPRE el estado del bebé de inmediato cuando suene una alarma.

3. NO emplee el vigilabebés cerca de agua (por ejemplo, cerca de la bañera, el fregadero, etc.).

9. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

9.1 Preste atención a todas las advertencias: se deben respetar todas las advertencias presentes en el producto y en el manual de instrucciones.

9.2 Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones operativas y de uso.

9.3 Agua y humedad: NO emplee el aparato cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, palangana, fregadero, tina de lavado, en entornos húmedos o cerca de piscinas y similares. Deberá EVITAR que caigan objetos sobre las unidades y que se derramen líquidos en la unidad o en la almohadilla del sensor a través de sus orificios.

9.4 Limpieza: desconecte todas las unidades antes de la limpieza. NO sumerja en agua ninguna de las piezas del vigilabebés. Limpielo solo con un paño seco.

9.5 Ventilación: NO obture ninguno de los orificios de ventilación. Deberá asegurar una ventilación adecuada cuando las unidades estén en uso. NO CUBRA la unidad del bebé con ningún objeto, por ejemplo, una sábana. NO la coloque en un cajón ni en ningún sitio que pudiera amortiguar el sonido o interferir con el flujo de aire normal.

9.6 Fuentes de calor: NO instale el aparato cerca de ningún tipo de fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas, televisores u otro tipo de aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor. El calor podría dañar la carcasa o las piezas eléctricas.

9.7 Accesorios: emplee solo los accesorios indicados por el fabricante. NO coloque este producto en un carro, soporte, trípode, brazo o mesa inestables. El producto podría caerse y provocar lesiones graves al niño y al adulto, así como daños en el producto. Emplee SÓLO un carro, soporte, trípode, brazo o mesa recomendado por el fabricante o que se venda con el producto. Siempre que se monte el producto en un soporte, se deberán seguir las instrucciones del fabricante.

9.8 Reparación: NO intente reparar el producto usted mismo, ya que si abre o retira las cubiertas (a excepción del compartimento para baterías) podría exponerse a una tensión peligrosa o a otros peligros.

9.9 Repuestos: si necesita un repuesto, deberá asegurarse de que los repuestos especificados por el fabricante tengan las mismas características que la pieza original. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

9.10 Empleo: este vigilabebés es un elemento de ayuda. NO sustituye la supervisión adecuada y responsable del adulto, y no se debería emplear con este fin. Emplee el aparato SÓLO para el uso prescrito que se describe en este manual.

9.11 Penetración de objetos y líquidos: NUNCA introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa de este producto, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o causar un cortocircuito, dando lugar a un incendio o a una descarga eléctrica. NUNCA derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



NO EXPONER A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD

4. Mantenga el vigilabebés ALEJADO de fuentes de calor, como estufas o radiadores.

5. Coloque SIEMPRE la unidad del bebé sobre una superficie plana y en una posición vertical que permita la ventilación adecuada. NO ubique las unidades sobre sofás, cojines, camas, etc., que podrían impedir la ventilación.

6. Este producto contiene piezas pequeñas. El aparato lo debe montar un adulto. Deberá desempaquetarlo y montarlo con cuidado, y mantener las piezas pequeñas siempre alejadas de los niños.

7. Cuando emplee el vigilabebés, la temperatura de la habitación deberá ser de entre 10 °C y 40 °C.



ADVERTENCIA SOBRE BATERÍAS

8. La batería de la almohadilla del sensor inalámbrica es una pila de botón de litio reemplazable. Deberá emplear solo las baterías de reemplazo recomendadas por Angelcare. Peligro de explosión si se emplea una batería incorrecta o se sustituye de manera errónea. Consulte el manual de usuario para instalar correctamente la batería. NO cortocircuite los bornes. Extraiga la batería de la unidad del bebé si el producto se va a almacenar durante un periodo de tiempo prolongado. Elimine las baterías conforme a las normas locales. La pila de botón es una pieza pequeña e implica peligro de asfixia. Mantenga SIEMPRE todas las baterías fuera del alcance de los niños.

9.12 Fuente de vibraciones: mientras el vigilabebés se esté utilizando, NO emplee móviles para cunas ni otros accesorios de cuna que puedan producir vibraciones. Otras fuentes de vibraciones pueden ser ventiladores, lavadoras, música alta, etc. Estas fuentes de vibración pueden interferir con el rendimiento del vigilabebés Angelcare® y la alarma no sonará si continúa detectando cualquier movimiento que no sea el de su bebé. Asegúrese de que se eliminen todas las fuentes de vibración antes de usar el vigilabebés. Se pueden producir falsas alarmas por diferentes motivos. El motivo más habitual es que la unidad del bebé no se haya **APAGADO** tras sacar al bebé de la cuna. Otro motivo puede ser que no se haya colocado correctamente la almohadilla del sensor debajo del colchón. Asegúrese de que la almohadilla del sensor se coloque en una superficie plana y firme con el logotipo de Angelcare® hacia arriba. Puede que sea necesario ajustar el nivel de sensibilidad. Consulte el **Paso 4.3**. Compruebe siempre el estado del bebé de inmediato cuando suene una alarma.

9.13 Almohadilla del sensor: la almohadilla del sensor se puede emplear en cualquier cuna fija. Si la cuna tiene un muelle o un somier ajustable, coloque una tabla dura entre la base de la cuna y la almohadilla del sensor con unas medidas de al menos 33 x 33 cm y 6 mm de espesor. Emplee el vigilabebés Angelcare® solo en un lecho fijo, como una cuna en la que la almohadilla del sensor quede en una superficie completamente plana y firme. La almohadilla del sensor está fabricada en plástico y no permite la circulación de aire. Por lo tanto, podría aparecer moho debajo del colchón, en la zona de la almohadilla del sensor. Recomendamos girar el colchón a intervalos regulares para evitar la aparición de moho.

10. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

10.1 Utilice **SOLO** el tipo y el tamaño de batería indicado en el manual de instrucciones. Si se sustituye la batería por una del tipo incorrecto, podría producirse una explosión.

10.2 NO use baterías recargables en la unidad del bebé. Use **SOLO** baterías alcalinas.

10.3 NO tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte las normas locales por si existen instrucciones de eliminación especiales.

10.4 Sea cuidadoso al manipular las baterías para evitar provocar un cortocircuito con materiales conductores, como anillos, pulseras o llaves. Deberá impedir sobrecargas, cortocircuitos, cargas inversas, mutilaciones o incineración de las baterías para evitar que se liberen materiales tóxicos, que se libere hidrógeno, oxígeno o gas y que aumente la temperatura de la superficie.

10.5 NO intente ampliar la vida de la batería suministrada con este producto o considerada apta para el producto calentándola. Podrían liberarse electrolitos de manera repentina, lo que provocaría quemaduras o irritación de la piel o los ojos.

10.6 Si se considera necesario, la batería deberá sustituirse por una nueva idéntica o totalmente equivalente (en voltaje y tamaño).

10.7 Deberá evitar instalar la batería con la polaridad inversa en el producto. La polaridad inversa de las baterías puede provocar una carga que podría dar lugar a fugas o explosiones.

10.8 Saque la batería de la unidad de padres si no va a utilizar el producto durante más de 30 días, ya que podrían provocarse fugas en la batería y daños en el producto.

10.9 Deseche las baterías agotadas lo antes posible, ya que es más probable que estas baterías presenten fugas en un producto. Si una de las baterías presenta fugas o está abierta, sustitúyala inmediatamente con guantes protectores.

10.10 NO guarde este producto ni la batería suministrada con este producto o considerada apta para el producto en zonas de altas temperaturas.

! FCC ADVERTENCIA

(Solo en Norteamérica)

11. Es posible que las modificaciones realizadas sin autorización del fabricante anulen la autoridad de los usuarios para usar este dispositivo

11.1 NOTA: Se ha evaluado el equipo y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de conformidad con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites se diseñan para brindar una protección considerable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales de comunicaciones de radio.

11.2 Sin embargo, no es posible garantizar que las interferencias no sucederán en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo en un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en el que se encuentra enchufado el receptor.
- Comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión experimentado para solicitar asistencia.

11.3 El dispositivo cumple con el apartado 15 del reglamento de la FCC y con los estándares de RSS exentos de licencias de Industry Canada. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones:

- (1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
- (2) el dispositivo debe aceptar todas las interferencias

Advertencia de IC:

12. Este dispositivo cumple con los estándares de RSS de Industry Canada. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones:


- (1) El dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) El dispositivo debe aceptar todas las interferencias que se reciban, incluso las que puedan provocar que el dispositivo no funcione adecuadamente.

12.1 Las modificaciones o los cambios no acreditados de forma explícita por los organismos pertinentes podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.


REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN

Modelo AC017
Vigilabebés de movimiento

INCLUYE LO SIGUIENTE:



Unidad del bebé



Soporte de mesa
(para la unidad del bebé)




Almohadilla del sensor de movimiento inalámbrico
* Coloque siempre el logotipo de Angelcare® hacia arriba *



Batería CR3032
(para la almohadilla del sensor)

NECESITARÁ LO SIGUIENTE (NO INCLUIDO):



Destornillador Philips miniatura





2 baterías alcalinas AAA

PASO 1 - INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DEL BEBÉ


UNIDAD DEL BEBÉ:

Luz indicadora de Encendido/Apagado
Luz indicadora de batería baja



1.1 - INSERTE LAS BATERÍAS:


Cuando use la unidad del bebé por primera vez, deberá colocar 2 baterías AAA (no se incluyen).



- 1) Retire el compartimento para baterías con un destornillador e inserte 2 baterías AAA.

1.2 - SELECCIONE UNA UBICACIÓN PARA LA UNIDAD DEL BEBÉ:


Se puede instalar con el soporte de mesa.



PASO 2 - COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

2.1 - ENCIENDA LA ALMOHADILLA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO:

Para utilizar la almohadilla del sensor por primera vez, deberá insertar primero la batería CR3032 suministrada.



- 1) Retire la cubierta de la batería con una moneda. Gírela en la dirección de la flecha.
- 2) Coloque la batería suministrada (CR3032) en el compartimento. **Nota:** El símbolo + debe quedar hacia arriba.
- 3) Reemplace el compartimento de la batería (los dos puntos quedarán alineados). La almohadilla del sensor ahora está **ENCENDIDA**.

2.2 - INSTALE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR EN EL SOPORTE DEL COLCHÓN:

IMPORTANTE


Si la cuna no tiene una superficie sólida y estable para la almohadilla del sensor, deberá colocar un soporte debajo para garantizar el funcionamiento correcto del sistema.

Esta tabla dura debe tener al menos 6 mm (1/4") de grosor y unas dimensiones mínimas de 33 cm x 33 cm (13" x 13"). La tabla debe ser además más grande que la superficie de la almohadilla del sensor.

La almohadilla del sensor funciona en colchones de cualquier tipo, excepto en los colchones de espuma viscoelástica, los colchones de marco hueco y las camas de agua. La tabla dura mantiene una presión constante en la almohadilla del sensor que le permite detectar los movimientos del bebé incluso si este se encuentra en los bordes de la cuna.



Tabla dura




Almohadilla del sensor

- 1) Retire el colchón de la cuna.
- 2) Coloque la almohadilla del sensor con el logotipo de Angelcare® hacia arriba encima de la tabla dura. Debería centrarse en la tabla dura si la cuna necesita este tipo de soporte.
- 3) Vuelva a colocar el colchón.

! ADVERTENCIA-

- La almohadilla del sensor no se ha diseñado para su empleo con adultos, niños ni bebés de más de 24 meses.
- Deberá dejar de utilizarla cuando el bebé alcance los 24 meses de edad. Saque la almohadilla del sensor de la cuna y guárdela para utilizarla en otro momento.
- ANTES DEL PRIMER USO: para probar que la unidad está lista para su uso, consulte el manual de instrucciones sobre cómo comprobar que la instalación se ha realizado correctamente.

PASO 3 - ENCENDIDO DEL VIGILABEBÉS



Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/ Apagado) de la unidad del bebé durante 2 segundos hasta que la luz indicadora parpadee verde lentamente.



La unidad del bebé emitirá un sonido con una luz azul para confirmar que se conectó con la almohadilla del sensor.

NOTA:

Si se enciende una luz roja en vez de una verde, o si suena una falsa alarma, ajuste el nivel de sensibilidad (**Paso 4.3**).

PASO 4 - FAMILIARIZACIÓN CON EL VIGILABEBÉS

4.1 PRUEBA DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR:



- 1) Pase la mano por el colchón.
- 2) Retire la mano del colchón. Luego de 15 segundos, escuchará el sonido de una prealarma y parpadeará una luz roja.
- 3) 5 segundos después, la alarma emitirá un sonido de advertencia fuerte y la luz roja parpadeará de manera continua.


ALARMA DE MOVIMIENTO

- Si NO se detecta movimiento luego de 15 segundos, escuchará un solo sonido de prealarma en la unidad del bebé.
- Si luego de otros 5 segundos, todavía NO se detecta movimiento, la unidad del bebé emitirá varios sonidos fuertes.

SI LA ALARMA NO SUENA

- Evite el contacto con la cuna mientras la almohadilla del sensor esté activa.
- Coloque la cuna cerca de una pared para reducir las vibraciones.
- Ajuste el nivel de sensibilidad de la almohadilla del sensor.
- **APAGUE** el móvil de cuna, los ventiladores, la música alta o cualquier otro artefacto que pueda provocar vibraciones.

PARA DETENER LA ALARMA



Coloque la mano sobre el colchón.

OR




Presione **Pause** (Pausa) en la unidad del bebé

IMPORTANTE

- Pruebe el vigilabebés antes del primer uso.
- Compruebe el vigilabebés con regularidad para garantizar que funciona correctamente.
- Compruebe el vigilabebés cada vez que cambie de posición la almohadilla del sensor.

4.2 PAUSA Y REINICIO DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR:

Le permite pausar la almohadilla del sensor si saca al bebé de la cuna, por ejemplo, para darle el pecho o consolarlo.



- 1) En la unidad del bebé, presione el botón **Pause** (Pausa) que está en la parte superior derecha de la unidad.
- 2) Una luz blanca parpadeará cuando se pause la almohadilla del sensor. La unidad del bebé emitirá un solo sonido cada 20 segundos para indicar que se pausó la función de movimiento.
- 3) Para reanudar la almohadilla del sensor, presione el botón de pausa nuevamente.

IMPORTANTE


- Si no pausa la almohadilla del sensor, la alarma sonará si no se detecta movimiento tras 20 segundos.
- Asegúrese de reactivar la almohadilla del sensor antes de poner al bebé en la cuna.

4.3 - PARA AJUSTAR EL NIVEL DE SENSIBILIDAD DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR:

Para garantizar un control adecuado de los movimientos del bebé, puede ajustar la sensibilidad de la almohadilla del sensor en el menú de configuración principal. Deberá ajustar un nivel alto de sensibilidad para un recién nacido y uno más bajo a medida que el niño crezca y gane peso. Si el colchón es grueso, también necesitará un nivel de sensibilidad más alto.

Deslice el botón de nivel de sensibilidad de la unidad del bebé para seleccionar entre el nivel bajo, intermedio o alto.

Para obtener resultados óptimos, comience con el nivel de sensibilidad en el botón, ajustándolo de manera creciente como sea necesario.



IMPORTANTE

- La almohadilla del sensor no se ha diseñado para su empleo con adultos, niños ni bebés de más de 24 meses.
- Cuando deje de usar la almohadilla del sensor, retirela de la cuna del bebé y guárdela.


4.4 BATERÍA:

INDICADOR DE BATERÍA BAJA DE LA UNIDAD DEL BEBÉ:


Si deben reemplazarse las baterías de la unidad del bebé, la luz amarilla indicadora de batería baja parpadeará y sonará una alarma cada 20 segundos.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR:

Si debe reemplazarse la batería de la almohadilla del sensor, la luz amarilla indicadora de la almohadilla del sensor parpadeará y sonará una alarma cada 20 segundos.



LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Luz indicadora de Encendido/Apagado Luz indicadora de batería baja	
Luz intermitente verde	El vigilabebés está activado
Luz intermitente amarilla	La unidad del bebé tiene batería baja

Luz indicadora de la almohadilla del sensor	
Luz intermitente roja	No se detecta movimiento o la almohadilla del sensor está desconectada
Luz intermitente blanca	El vigilabebés está en pausa
Luz intermitente amarilla	La almohadilla del sensor tiene batería baja

FALSAS ALARMAS

- **APAGUE** la unidad del bebé.
- Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y la almohadilla del sensor.
- Si la cuna tiene un muelle o un somier ajustable, coloque una tabla dura entre el somier de la cuna y la almohadilla del sensor con unas medidas de al menos 33 cm x 33 cm (13" x 13") y 6 mm (1/4") de espesor.
- Asegúrese de que la almohadilla del sensor esté colocada como se describe en los requisitos de configuración. Puede que sea necesario ajustar la sensibilidad (consulte el **Paso 4.3**).
- Conecte la almohadilla del sensor y la unidad del bebé manteniendo presionado el botón **Pairing** (Vinculación) de la unidad del bebé durante 2 segundos hasta que la luz azul parpadee y emita un sonido.

LA ALARMA NO SONARÁ

- Evite el contacto con la cuna cuando el vigilabebés esté ENCENDIDO.
- Coloque la cuna cerca de una pared sólida para evitar que la almohadilla del sensor detecte movimientos que se produzcan fuera de la cuna.
- **APAGUE** el móvil de cuna, los ventiladores, la música alta o cualquier otro artefacto que pueda provocar vibraciones.
- Puede que necesite reducir la sensibilidad (consulte el **Paso 4.3**).

LA LUZ INDICADORA DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR PARPADEA EN ROJO

- Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y la almohadilla del sensor.
- La almohadilla del sensor debe encontrarse en una superficie plana y firme. Si la cuna tiene un muelle o un somier ajustable, coloque una tabla dura de al menos 33 x 33 cm (13" x 13") y 6 mm (1/4") de espesor entre la base y la almohadilla del sensor.
- Asegúrese de que la almohadilla del sensor esté colocada como se describe en los requisitos de configuración. Puede que sea necesario ajustar la sensibilidad (consulte el **Paso 4.3**).

PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD (LA LUZ AZUL DE LA UNIDAD DEL BEBÉ PARPADEA Y EMITE UN SONIDO CADA 20 SEGUNDOS)

- Acerque las unidades entre sí.
- Mantenga presionado el botón Pairing (Vinculación) de la unidad del bebé durante 2 segundos. La unidad emitirá un sonido y la luz azul parpadeará.

SIN ALIMENTACIÓN

- Revise o reemplace las baterías.
- Compruebe que el vigilabebés esté ENCENDIDO.

GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que Angelcare® está exento de defectos de material y mano de obra durante el periodo de garantía (vea la tabla de garantía de abajo para determinar la garantía en su país). Si el sistema de vigilancia no funciona correctamente al emplearse conforme a las instrucciones en condiciones normales dentro de lo adecuado. Póngase en contacto con su distribuidor para validar la garantía y el periodo de garantía.

Deberá adjuntarse al producto la prueba de compra, ya sea la factura o cualquier otra prueba de que el sistema sigue en garantía. Angelcare® correrá con los gastos de reparación o sustitución del producto y con los gastos de la devolución al propietario.

Esta garantía no se aplicará a los productos que sufran daños a causa de un mantenimiento inadecuado, un accidente, una tensión de alimentación incorrecta u otro tipo de negligencia. La garantía también se anulará si el propietario repara o modifica el producto de alguna forma. Angelcare® no se hará responsable de los daños directos o indirectos relacionados con este producto. La garantía también excluye cualquier responsabilidad distinta de la indicadas anteriormente. No se ofrece ninguna otra garantía.

Esta garantía no cubre los productos o accesorios que no sean de la marca Angelcare, ni los problemas derivados de un uso contrario a las instrucciones del producto, del incumplimiento de dichas instrucciones o de problemas provocados por el empleo de accesorios y componentes que no hayan sido suministrados por Angelcare.

LOS DERECHOS LEGALES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN EXCLUIR O LIMITAR LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDAN APLICAR A SU CASO.

NO NOS HAREMOS EN NINGÚN CASO RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

¡IMPORTANTE! Este vigilabebés Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelve el producto a la tienda. Si tiene preguntas o precisa ayuda, llame a su distribuidor antes de devolver el producto.

PERIODO DE GARANTÍA POR PAÍS	
Norteamérica	1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance:

Campo abierto (zona abierta sin obstrucciones): hasta 8 metros.

Alimentación:

2 baterías alcalinas AAA para la unidad del bebé (no se incluyen)

1 batería CR3032 3V para la almohadilla del sensor inalámbrica (Incluida)

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

Hay peligro de explosión si las baterías se sustituyen de manera incorrecta.

La batería incluida para la unidad de padres es una batería recargable de Li-Ion reemplazable, fabricada por Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd. Solo deberá utilizar las baterías de reemplazo recomendadas por Angelcare. Para obtener más información sobre la sustitución de las baterías, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Angelcare.

www.angelcarebaby.com o con su distribuidor local. Se incluirán instrucciones con la batería de reemplazo. Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños.

Baterías:

- NO combine baterías antiguas y nuevas.
- NO combine baterías alcalinas estándares (carbono-zinc) con recargables (NI-CD, NiMH, etc.).
- **PRECAUCIÓN:** PODRÍA PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO.

Transmisión:

La transmisión de datos entre la unidad del bebé y la almohadilla del sensor se realiza con una frecuencia de 2,402 a 2,480 GHz para Norteamérica.

Energía de RF transmitida = 13,6 dBm (22,9 mW)

Canal RF n.º: 79

PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE

Los símbolos de papelería con ruedas implican que según las leyes y regulaciones locales, su producto o su batería deben eliminarse de manera separada del desperdicio del hogar. Cuando el producto o la batería llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La eliminación y el reciclado por separado permitirán conservar los recursos naturales y proteger la salud humana y el medioambiente. Consulte la guía de usuario para obtener más información sobre la eliminación de las baterías.



www.angelcarebaby.com